

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ze-stali-kwasoodpornej-p-1969.html>



Wózek medyczny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 790,00 zł
Cena netto	2 583,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-B-KO
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-KO-K5

Opis produktu

Profesjonalny Wózek Medyczny ze Stali Kwasoodpornej - Doskonała Wytrzymałość i Higiena

Nasze produkty medyczne to gwarancja najwyższej jakości i funkcjonalności, dlatego z dumą prezentujemy Wózek Medyczny ze Stali Kwasoodpornej. Wykonany w całości z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, wózek ten to niezawodne rozwiązanie dla placówek medycznych, laboratoriów oraz gabinetów lekarskich.

Główne cechy produktu:

Wytrzymała Konstrukcja: Stelaż wózka został zaprojektowany z myślą o maksymalnej stabilności i trwałości. Wyposażony w stalowe koła o średnicy 75 mm, z których dwa posiadają blokadę, zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Praktyczny Układ: Wózek posiada 1x blat o wymiarach 705x415x20 mm z szufladą o wymiarach 655x385x155 mm oraz 1x półkę o wymiarach 655x415x20 mm. To idealne rozwiązanie do przechowywania i transportu potrzebnego sprzętu i materiałów medycznych.

Łatwa w Utrzymaniu Czystości: Dzięki wykonaniu z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej, wózek jest łatwy do dezynfekcji i zachowania odpowiedniej higieny, co jest kluczowe w środowisku medycznym.

Ergonomiczny Design: Uchwyty z pręta o średnicy 8 mm stanowią zintegrowany element konstrukcji, co ułatwia prowadzenie wózka oraz zapewnia stabilność podczas transportu.

Wymiary całkowite wózka to 770x480x880 mm, a wymiary powierzchni użytkowej blatu, półki i szuflady zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i ułatwić pracę personelu medycznego.

Zaufaj profesjonalnemu sprzętowi medycznemu, który sprosta nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy. Wybierz Wózek Medyczny ze Stali Kwasoodpornej i zadbaj o efektywność i higienę w swojej placówce.

Wózek medyczny ze stali kwasoodpornej, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x480x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**