

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-na-brudna-bielizne-skladany-stelaz-p-2560.html>



WZS-01 składany wózek na brudną bieliznę 100 l 0H18N9

Cena brutto	1 790,00 zł
Cena netto	1 455,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZS-01

Opis produktu

WZS-01 – składany wózek na brudną bieliznę 100 l

WZS-01 to składany wózek na brudną bieliznę o pojemności 100 l, przeznaczony do pracy w brudownikach, oddziałach, domach opieki, zapleczech sanitarnych i pomieszczeniach pomocniczych. Model łączy stal kwasoodporną 0H18N9, składany stelaż, zdejmowaną pokrywę oraz mobilną podstawę na kołach 50 mm.

Ten wózek warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest jedno stanowisko na worek 100 l, ale standardowy, nieskładany stelaż zajmuje zbyt dużo miejsca. Składana konstrukcja pomaga ograniczyć przestrzeń potrzebną do przechowywania wózka, gdy nie jest aktualnie używany.

Jak można wykorzystać WZS-01 w codziennej pracy?

WZS-01 może być używany jako składany wózek na brudną bieliznę, kosz na worek 100 l, stojak na bieliznę szpitalną, wózek do brudownika albo mobilny wózek na pościel, ręczniki i tekstylia przeznaczone do prania. Dzięki składanej konstrukcji, zdejmowanej pokrywie i stalowej ramie 0H18N9 sprawdza się w placówkach medycznych, domach opieki, gabinetach, zapleczech sanitarnych oraz miejscach, gdzie trzeba szybko zebrać i przetransportować brudną bieliznę.

Dlaczego sam model WZS-01 to za mało?

Klient często nie zna symbolu producenta i nie wpisuje w Google wyłącznie nazwy WZS-01. Może szukać produktu jako wózka na pranie, kosza na brudną bieliznę, stojaka na worek 100 l, wózka na pościel szpitalną albo składanego wózka z pokrywą do brudownika.

Dlatego ta karta produktu opisuje nie tylko dokładny model, ale również zastosowanie, potoczne nazwy i realny problem użytkownika: potrzebę zebrania brudnej bielizny w worku 100 l, łatwiejszego transportu, zabezpieczenia worka przed zsuwaniem oraz ograniczenia miejsca potrzebnego do przechowywania sprzętu.

Składany stelaż – mniej miejsca w brudowniku i zapleczu

Najważniejszą cechą WZS-01 jest składany stelaż. To praktyczne rozwiązanie w placówkach, w których przestrzeń pomocnicza jest ograniczona, a wózek nie musi przez cały czas stać rozłożony w jednym miejscu.

Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie wózka w brudowniku, magazynku, zapleczu oddziałowym lub pomieszczeniu gospodarczym. Dzięki temu WZS-01 wyraźnie różni się od standardowych, nieskładanych wózków na odpady lub brudną bieliznę.

Pojemność 100 l na brudną bieliznę, pościel i tekstylia

Wózek jest przeznaczony do pracy z workiem o pojemności 100 l. Taka pojemność sprawdza się przy codziennym zbieraniu brudnej bielizny, pościeli, ręczników, odzieży roboczej oraz innych tekstyliów przeznaczonych do prania lub dalszego transportu.

Jednostanowiskowa konstrukcja jest dobrym wyborem tam, gdzie potrzebny jest prosty, mobilny i łatwy do ustawienia wózek bez rozbudowanej zabudowy oraz bez kilku oddzielnych komór.

Zdejmowana pokrywa – szybki dostęp do worka

WZS-01 ma pokrywę zdejmowaną, która pomaga zasłonić zawartość worka i utrzymać bardziej uporządkowany wygląd stanowiska. Zdejmowana konstrukcja ułatwia dostęp do worka podczas jego wymiany lub opróżniania.

To praktyczne rozwiązanie w miejscach, gdzie liczy się szybka obsługa, prostota działania i możliwość łatwego dostępu do wnętrza wózka bez skomplikowanego mechanizmu pedałowego.

Obręcz z zaczepami zabezpieczającymi worek 100 l

Obręcz została wyposażona w zaczepy zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Dzięki temu worek pozostaje stabilnie osadzony na stelażu podczas użytkowania, przemieszczania wózka i codziennej pracy personelu.

Zaczepy są szczególnie istotne przy worku 100 l, ponieważ pomagają ograniczyć ryzyko zsuwania się worka z obręczy i ułatwiają utrzymanie porządku przy stanowisku.

Stal kwasoodporna 0H18N9

Wózek wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Jest to materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i pomocniczym, gdzie liczy się trwałość, stabilność konstrukcji oraz możliwość utrzymania sprzętu w czystości.

Konstrukcja ze stali kwasoodpornej dobrze wpisuje się w wymagania brudowników, zapleczy sanitarnych, oddziałów i domów opieki, w których sprzęt jest używany regularnie i powinien być odporny na intensywną eksploatację.

Koła 50 mm z blokadą

WZS-01 jest wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu wózek można łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić w wybranym miejscu.

Mobilna konstrukcja ułatwia pracę w pomieszczeniach, w których wózek jest przesuwany między stanowiskami, pokojami, zapleczem lub miejscem odbioru bielizny.

Najważniejsze zalety WZS-01

- **składany stelaż** – łatwiejsze przechowywanie wózka po zakończeniu pracy,
- **pojemność 100 l** – jedno stanowisko na worek do brudnej bielizny, pościeli lub tekstyliów,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do placówek medycznych i opiekuńczych,
- **zdejmowana pokrywa** – szybki dostęp do worka i bardziej uporządkowany wygląd stanowiska,
- **zaczepy przy obręczy** – zabezpieczenie worka przed zsunięciem,
- **koła 50 mm** – wygodne przemieszczanie wózka,
- **dwa koła z blokadą** – stabilne ustawienie w miejscu pracy,
- **wymiary 520 x 530 x 1000 mm** – kompaktowa konstrukcja do brudownika i zaplecza.

Kiedy wybrać składany wózek WZS-01?

WZS-01 warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest prosty, jednoczęściowy wózek na brudną bieliznę 100 l, ale standardowy nieskładany stelaż zajmuje zbyt dużo miejsca. To dobry wybór do placówek, które potrzebują mobilnego wózka do codziennego zbierania bielizny, a jednocześnie chcą ograniczyć przestrzeń potrzebną do jego przechowywania.

Model sprawdzi się w brudowniku, domu opieki, gabinecie, zapleczu sanitarnym, oddziale szpitalnym oraz w pomieszczeniach pomocniczych, gdzie liczy się trwałość, mobilność i prosta obsługa.

WZS-01 a inne wózki na brudną bieliznę

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZS-01 składany wózek 100 l	gdy ważny jest składany stelaż, zdejmowana pokrywa i

Wariant	Najlepsze zastosowanie
	łatwiejsze przechowywanie
WZ-1KO/100 bez pokrywy	gdy potrzebny jest otwarty, nieskładany wózek na większy worek 100-120 l
WZ-2KO/100 z pokrywą pedałową	gdy potrzebna jest pokrywa podnoszona pedałem i standardowa, nieskładana konstrukcja
WZ2-2KO/100 podwójny	gdy potrzebne są dwa oddzielne stanowiska na większe worki

Jeżeli potrzebujesz innych wariantów do organizacji pracy z workami, sprawdź kategorię [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#) oraz [wózki jednoczęściowe](#).

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZS-01
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZS-01
Rodzaj	składany wózek na brudną bieliznę
Pojemność	100 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Stelaż	składany
Obręcz	z zaczepami zabezpieczającymi przed zsunieciem się worka
Pokrywa	zdejmowana
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada koł	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	520 x 530 x 1000 mm

FAQ

Czy wózek WZS-01 ma składany stelaż?

Tak. WZS-01 ma składany stelaż, dzięki czemu łatwiej go przechowywać, gdy nie jest używany.

Jaka jest pojemność wózka WZS-01?

Wózek jest przeznaczony do worka o pojemności 100 l.

Czy WZS-01 może być używany jako stojak na worek 100 l?

Tak. W praktyce WZS-01 pełni funkcję mobilnego stojaka na worek 100 l do brudnej bielizny, pościeli, ręczników lub tekstyliów przeznaczonych do prania.

Czy WZS-01 ma pokrywę?

Tak. Model ma zdejmowaną pokrywę, która ułatwia dostęp do worka i pomaga zasłonić jego zawartość.

Czym WZS-01 różni się od WZ-2KO/100?

WZS-01 ma składany stelaż i zdejmowaną pokrywę. WZ-2KO/100 to standardowy, nieskładany wózek z pokrywą podnoszoną pedałem.

Czy worek jest zabezpieczony przed zsuwaniem?

Tak. Obręcz ma zaczepy, które pomagają zabezpieczyć worek przed zsunieciem się podczas użytkowania.

Jakie są wymiary wózka?

Wymiary całkowite wózka WZS-01 wynoszą 520 x 530 x 1000 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące