

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-na-czysta-bielizne-medyczna-p-2569.html>



## Wózek na czystą bieliznę medyczną

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 982,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>4 050,41 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>4 tygodnie</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-WMW-1110</b> |

### Opis produktu

Wózek na czystą bieliznę medyczną to niezawodne narzędzie do przechowywania i transportu niezbędnych artykułów medycznych. Jego solidna konstrukcja i funkcjonalność sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, gdzie dbałość o higienę i organizację jest kluczowa.

Stelaż tego wyjątkowego wózka został wykonany z zamkniętych o wysokiej jakości profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo naabrany kolor z palety RAL. Dzięki temu nie tylko prezentuje się estetycznie, ale również jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, co zapewnia długotrwałą trwałość.

Uchwyty do prowadzenia wykonane są ze stali kwasoodpornej, co gwarantuje nie tylko solidny chwyt, ale także odporność na korozję. Wypełnienie zastosowane w wózku to płyta meblowa obustronnie laminowana, co sprawia, że jest łatwa do utrzymania w czystości oraz odporna na uszkodzenia.

Błąt wózka jest otoczony z trzech stron, co dodatkowo zabezpiecza przechowywane przedmioty. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, jest wyposażona w wyjątkowo mobilne koła o średnicy 100 mm, z dwoma z nich wyposażonymi w blokadę. Dzięki temu wózek jest łatwy do manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach, a blokada gwarantuje stabilność w trakcie użytkowania.

Odboje umieszczone na narożach podstawy chronią zarówno sam wózek, jak i otoczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Całkowite wymiary bez dodatkowego wyposażenia to 640x540x960 mm, natomiast powierzchnia użytkowa blatu to 545x470x175 mm. Szafka, wyposażona standardowo w jedną półkę, oferuje wymiary użytkowe 545x450x275 mm x2 [szerokość x głębokość x wysokość].

To nie tylko wózek na czystą bieliznę medyczną - to innowacyjne rozwiązanie, które łączy solidność wykonania z praktycznym designem, umożliwiając efektywne zarządzanie artykułami medycznymi w każdej placówce zdrowotnej.

### Wózek na czystą bieliznę medyczną, Wyposażenie:

- szafka z drzwiczkami
- 1xpółka
- 1zamek
- uchwyt do prowadzenia

---

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor płyt laminowanych TMBY:** brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00% ) , Malinowy róż (+ 10.00% ) , Pomarańczowy (+ 10.00% ) , Czerwień chilli (+ 10.00% ) , Różany (+ 10.00% ) , Fiolet (+ 10.00% ) , Jasnoniebieski (+ 10.00% ) , Cappuccino (+ 10.00% ) , Niebieski marmara (+ 10.00% ) , Niebieski (+ 10.00% ) , Zieleń mamba (+ 10.00% ) , Trawa cytrynowa (+ 10.00% ) , Żółty (+ 10.00% )

**Kolor stelaża Ral TMBY:** brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary