

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-na-opatrunki-p-2767.html>

Wózek na opatrunki



Cena brutto	3 100,00 zł
Cena netto	2 870,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/D (ST) z wyp
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-ST-K5-WMD2.L400-0.200.C

Opis produktu

Wózek na opatrunki jest praktycznym i funkcjonalnym narzędziem, które ułatwia organizację i przechowywanie niezbędnego sprzętu medycznego. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i higienę w środowisku medycznym.

Stelaż wózka wykonany jest z połączenia aluminium i stali, pomalowany proszkowo na biało, co nadaje mu estetyczny wygląd oraz zapewnia odporność na uszkodzenia i korozję. Wewnętrzna strona stelaża posiada specjalne kanały montażowe, które umożliwiają łatwą regulację wysokości półek oraz bezproblemowy montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów złącznych. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania otworów w konstrukcji.

Wózek wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, wykonane z ocynkowanej stali, z czego dwa z nich posiadają blokadę. To umożliwia stabilność i łatwe manewrowanie wózkiem, zarówno na równych powierzchniach, jak i po nierównościach. Dodatkowo, uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm są zintegrowanym elementem konstrukcji, co zapewnia wygodę podczas przemieszczania wózka.

Błat wózka wykonany jest ze stali kwasoodpornej o wysokiej jakości (gatunek 0H18N9). Jest on trwale zamocowany do stelaża i posiada podniesiony rant, który zapobiega zsuwaniu się przedmiotów z blatu podczas przemieszczania wózka.

W skład wyposażenia wchodzi również półka koszykowa, wykonana ze stalowego materiału, pomalowanego proszkowo na biało. Zapewnia ona dodatkową powierzchnię do przechowywania niezbędnych przedmiotów medycznych o wymiarach 655x405x90 mm.

Wózek na opatrunki posiada również dwie szyny instrumentalne, wyposażone w zabezpieczone narożniki. Są one idealne do umieszczenia narzędzi medycznych i zapewniają bezpieczne ich przechowywanie i łatwy dostęp.

Dodatkowo, wózek wyposażony jest w kosz na odpady z tworzywa sztucznego, który posiada pokrywę, chroniącą przed rozprzestrzenianiem się nieprzyjemnych zapachów. Wózek ma także pojemnik na zużyte igły, który pomaga w bezpiecznym usuwaniu ostrzy. Pojemnik na rękawiczki jest obudowany z trzech stron, co zwiększa higienę i utrzymanie czystości.

Wózek na opatrunki to praktyczne i solidne rozwiązanie, które pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji w środowisku medycznym. Dzięki ergonomicznemu projektowi i wysokiej jakości wykonaniu, wózek ten jest niezbędnym narzędziem dla personelu medycznego.

Wózek na opatrunki, dane techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenie opcjonalnego: 770x480x880 mm
- wymiary blatu: 705x385x20 mm
- wymiary szuflady: 655x415x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**