

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-oddzialowy-p-1961.html>

Wózek oddziałowy



Cena brutto	2 361,00 zł
Cena netto	2 186,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-BPK-66-KO
Kod producenta	C-03-BPK(90)-66-KO-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu wyjątkowy Wózek Oddziałowy, stworzony z najwyższej jakości materiałów i z myślą o funkcjonalności oraz trwałości. Wyjątkowe wykonanie oraz staranność detali sprawiają, że jest to nie tylko praktyczne, ale również imponujące rozwiązanie dla profesjonalnego środowiska medycznego.

Materiał najwyższej jakości: Wózek został w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co gwarantuje nie tylko elegancję, ale także odporność na korozję i trwałość przez wiele lat użytkowania. Ten materiał stanowi fundament solidnej konstrukcji, nadając wózkowi nie tylko estetyki, lecz także niezawodności.

Innowacyjny design: Stelaż wózka został zaprojektowany z myślą o ergonomiczności i praktyczności. Wyposażony w wytrzymałe koła o średnicy 75 mm, zamknięte w ocynkowanej stalowej obudowie, gwarantuje płynne poruszanie się w każdym środowisku. Dwa z tych kół zostały wyposażone w blokadę, zapewniając stabilność w miejscu.

Funkcjonalność na najwyższym poziomie: Wózek oddziałowy posiada trzy obszerne półki, z których każda została starannie zaprojektowana z myślą o praktyczności i efektywności użytkowania. Błat o wymiarach 705x415x20 mm oraz dwie półki (655x415x20 mm i 655x405x90 mm) z podniesionym rantem stanowią doskonałe miejsce do przechowywania i transportowania różnego rodzaju sprzętu czy dokumentów.

Inteligentne rozwiązania konstrukcyjne: Stelaż wyposażono w uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm, które nie tylko ułatwiają poruszanie się wózkiem, ale również stanowią integralną część konstrukcji, podnosząc jej stabilność i trwałość.

Precyzyjne wymiary i estetyka: Wymiary całkowite wózka to 770x430x880 mm, a dokładność wykonania oraz dbałość o detale sprawiają, że wózek prezentuje się nie tylko imponująco, ale także oferuje maksymalną wydajność i funkcjonalność w każdym zastosowaniu.

Wózek Oddziałowy to nie tylko narzędzie pracy, ale także element, który dodaje prestiżu i profesjonalizmu każdemu miejscu, gdzie jest używany. Odkryj niezawodność i elegancję w jednym – z naszym Wózkiem Oddziałowym.

Wózek oddziałowy, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**