

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-oddzialowy-p-2766.html>



Wózek oddziałowy

Cena brutto	2 240,00 zł
Cena netto	2 074,07 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu nasz nowoczesny wózek oddziałowy, idealny do organizacji i przechowywania różnego rodzaju materiałów medycznych. Ten funkcjonalny wózek został starannie zaprojektowany, aby spełniać potrzeby personelu medycznego w zakresie wygody, mobilności i elastyczności.

Wykonanie wózka opiera się na solidnym stelażu aluminiowo-stalowym, który został lakierowany proszkowo na biało, nadając mu estetyczny wygląd oraz zwiększoną odporność na uszkodzenia i korozję. Wewnętrzna strona stelaża jest wyposażona w kanały montażowe, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dodatkowo, zastosowane rozwiązanie pozwala na montaż wyposażenia dodatkowego przy użyciu elementów złącznych, eliminując konieczność wykonywania otworów.

Wózek jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, umieszczone w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. Uchwyty prowadzące zintegrowane z prętem o średnicy 8 mm stanowią integralną część konstrukcji, ułatwiając prowadzenie wózka.

W skład wózka oddziałowego wchodzi jeden blat o wymiarach 705x415x20 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Blat ten jest trwale zamocowany do stelaża i posiada podniesiony rant, zapewniający bezpieczne przechowywanie przedmiotów na powierzchni roboczej.

Wózek posiada także szufladę o wymiarach 655x385x155 mm, która zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania. Szuflada ta wykonana jest ze stali, lakierowana proszkowo na biało, aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd. Jej powierzchnia użytkowa ma wymiary 580x345x125 mm, zapewniając odpowiednią przestrzeń do umieszczania różnych artykułów medycznych.

Dodatkowo, wózek jest wyposażony w jedną półkę koszową o wymiarach 655x405x90 mm, która idealnie nadaje się do przechowywania przedmiotów w koszach. Półka ta również została wykonana ze stali, lakierowana proszkowo na biało, aby zapewnić trwałość i estetykę.

Całkowite wymiary wózka wynoszą 770x480x880 mm, co sprawia, że jest on kompaktowy, a jednocześnie oferuje odpowiednią pojemność do przechowywania potrzebnych materiałów medycznych. Nasz wózek oddziałowy jest nie tylko praktyczny i trwały, ale także łatwy w obsłudze i zapewnia wygodę w codziennej pracy personelu medycznego.

Wózek oddziałowy, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 770x480x880 mm
 - wymiary blatu: 705x415x20 mm
 - wymiary szuflady: 655x385x155 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
 - wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**