

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 11:11

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-oddzialowy-p-3177.html>



Wozek oddziałowy

Cena brutto	2 720,00 zł
Cena netto	2 518,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-3Q-33-KO-K5-W

Opis produktu

Zapraszamy do zapoznania się z naszym wyjątkowym produktem medycznym - wózkiem oddziałowym, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie i funkcjonalności w środowisku medycznym.

Nasz wózek oddziałowy został starannie wykonany z najwyższej jakości materiałów, aby zapewnić trwałość i higienę. Wykorzystując stal kwasoodporną gatunku 0H18N9, zapewniamy odporność na korozję oraz łatwe utrzymanie czystości.

Główne cechy produktu:

- **Trzy kuwety o wymiarach 395x325x65 mm**: Każda kuweta wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewniając higieniczne i łatwe do czyszczenia warunki.
- **Koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm**: Idealny do przechowywania drobnych akcesoriów i narzędzi potrzebnych w codziennej pracy medycznej.
- **Stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną**: Stelaż wyposażony w solidne koła o średnicy 75 mm, z możliwością blokowania dwóch z nich, co zapewnia stabilność podczas transportu. Pokrywa uchylna ułatwia bezpieczne usuwanie odpadów.

Wymiary całkowite wózka to 680x430x890 mm, a powierzchnia użytkowa kuwety to 335x260x60 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania i transportu potrzebnych materiałów.

Nasz wózek oddziałowy to nie tylko praktyczne rozwiązanie dla personelu medycznego, ale także gwarancja bezpieczeństwa i higieny w każdym środowisku medycznym.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**