

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-oddzialowy-z-jednym-blatem-p-1977.html>

Wózek oddziałowy z jednym blatem



Cena brutto	2 671,00 zł
Cena netto	2 473,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-C1-KO
Kod producenta	C-03-BQP-66-KO-K5-WSTW2.01.KO

Opis produktu

Profesjonalny wózek oddziałowy z jednym blatem, idealny do wykorzystania w placówkach medycznych i opiekuńczych. Wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zapewniającej trwałość i higienę. Wózek wyposażony jest w jeden solidny blat o wymiarach 705x415x20mm, dwie kuwety o wymiarach 395x325x65mm oraz jedną półkę o wymiarach 655x415x20mm.

Stelaż wózka został zaprojektowany z myślą o praktycznym użytkowaniu - wyposażony w koła o średnicy 75mm, z dwoma z nich z blokadą, co zapewnia stabilność w trakcie użytkowania. Uchwyty do prowadzenia wykonane z pręta o średnicy 8mm stanowią zintegrowany element konstrukcji, co ułatwia manewrowanie wózkiem nawet w wąskich korytarzach.

Wózek oddziałowy cechuje się ergonomicznym designem - blat oraz półka z podniesionym rantem są montowane na stałe do stelaża, co zapewnia bezpieczeństwo przed przypadkowym zsuwaniem się przedmiotów. Kuwety wykonane z tworzywa sztucznego zapewniają łatwe czyszczenie oraz higienę. Pokrywa stelaża na odpady wykonana z tworzywa ABS w kolorze szarym gwarantuje estetyczny wygląd oraz trwałość.

Wymiary całkowite wózka to 950x430x880mm, co sprawia, że jest to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb medycznych. Wysoka jakość materiałów oraz staranne wykonanie sprawiają, że wózek oddziałowy będzie niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy personelu medycznego.

Wózek oddziałowy z jednym blatem, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**