

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-oddzialowy-z-pojemnikiem-na-igly-p-3178.html>



Wózek oddziałowy z pojemnikiem na igły

Cena brutto	3 412,00 zł
Cena netto	3 159,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-S(1)2Q-33-ST-K5-W

Opis produktu

Zestaw medyczny: Wózek Oddziałowy z Inteligentnym Systemem Zarządzania Odpadami

W pełni funkcjonalny i ergonomiczny wózek oddziałowy, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości opieki pacjentom i wygodzie personelu medycznego. Ten innowacyjny wózek został wyposażony w zaawansowany system zarządzania odpadami, który znacząco podnosi standardy higieny oraz usprawnia codzienne procedury medyczne.

Główne cechy produktu:

System Zarządzania Odpadami: Wózek wyposażony jest w kompleksowy system zarządzania odpadami, który obejmuje specjalnie zaprojektowane pojemniki na igły, rękawiczki oraz odpady medyczne. Dzięki temu personel medyczny może skutecznie segregować i utylizować materiały medyczne zgodnie z obowiązującymi standardami.

Solidna Konstrukcja: Stelaż wózka lakierowany na biało, wyposażony w stabilne koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniające płynną i bezpieczną mobilność.

Wygodne Funkcje: Wózek posiada szereg funkcji ułatwiających codzienną pracę personelu medycznego, takich jak wyjmowana taca o wymiarach 380x390x18 mm, szuflada o wymiarach 335x385x155 mm oraz dwie kuwety o wymiarach 395x325x65 mm każda. Dodatkowo, wózek wyposażony jest w uchwyt do prowadzenia zintegrowany z konstrukcją stelaża, co ułatwia jego manewrowanie.

Wymiary i Specyfikacje: Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 490x480x890 mm. Powierzchnia użytkowa tacy to 288x358x17 mm, szuflady - 260x345x125 mm, a kuwety - 335x260x60 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Ten wózek oddziałowy to doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych, które dążą do zapewnienia wysokich standardów higieny, efektywności i komfortu pracy personelu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**