

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-opatrunkowy-bialy-p-1960.html>

Wózek opatrunkowy biały



Cena brutto	1 810,00 zł
Cena netto	1 675,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BPK(90)-66-ST-K5

Opis produktu

Wózek opatrunkowy biały to praktyczne i funkcjonalne narzędzie, które doskonale sprawdza się w różnego rodzaju placówkach medycznych i opiekuńczych. Wykonany ze starannie dobranych materiałów, ten wózek zapewnia nie tylko trwałość, ale również estetyczny wygląd.

Stelaż wózka wykonany jest z aluminiowo-stalowego materiału, który został lakierowany proszkowo na biało. Dzięki temu procesowi lakierowania, wózek jest odporny na korozję i zarysowania, a także łatwy do czyszczenia. Stelaż został zaprojektowany z kanałami montażowymi umieszczonymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi dowolną regulację wysokości półek. Jest to niezwykle przydatne, ponieważ można dostosować wózek do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Wózek jest również przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą specjalnych elementów łącznych. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych otworów, co pozwala zachować integralność strukturalną wózka.

Wózek wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, które są zamocowane w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania wózka. Dodatkowo, wózek posiada uchwyty zintegrowane z prętą o średnicy 8 mm, które stanowią integralną część konstrukcji. Uchwyty te ułatwiają prowadzenie wózka i manipulację nim w różnych miejscach.

Błat wózka oraz półka wykonane są ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Błat ma wymiary 705x415x20 mm, a półka 655x415x20 mm. Powierzchnia użytkowa półki ma wymiary 652x412x17 mm. Błat oraz półka są montowane na stałe do stelaża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas przechowywania i transportu opatrunków.

Dodatkowo, wózek posiada półkę kosзовą o wymiarach 655x405x90 mm. Jest ona wykonana ze stalowej blachy lakierowanej proszkowo na biało. Półka ta zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania różnych akcesoriów i materiałów opatrunkowych.

Całkowite wymiary wózka to 770x430x880 mm, co czyni go kompaktowym i łatwym do manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach. Jego solidna konstrukcja i praktyczne funkcje sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem dla personelu medycznego, zapewniając wygodę i efektywność w codziennych zadaniach opieki nad pacjentami.

Wózek opatrunkowy biały, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm

-
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
 - wymiary półki: 655x415x20 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
 - wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**