

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-opatrunkowy-p-2780.html>

Wózek opatrunkowy



Cena brutto	2 750,00 zł
Cena netto	2 546,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-ST-K5 -WKR2.(295)x95x85.ST.9 003-2

Opis produktu

Wózek opatrunkowy jest kompletnym i funkcjonalnym rozwiązaniem do przechowywania i transportu niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych. Wykonany z solidnych materiałów, zapewnia trwałość i łatwość w użytkowaniu.

Stelaż wózka został wykonany z aluminium i stali stalowej, pomalowany proszkowo na biało. Jego konstrukcja jest stabilna i wyposażona w kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu można dostosować go do indywidualnych potrzeb i zamontować dodatkowe wyposażenie za pomocą elementów złącznych, eliminując potrzebę wykonywania otworów w konstrukcji.

Wózek jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i umożliwia łatwe przemieszczanie się. Uchwyty z pręta o średnicy 8 mm, które służą do prowadzenia wózka, są integralną częścią konstrukcji i zapewniają wygodę użytkowania.

Błat wózka wykonany jest ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Jest on trwale zamontowany do stelaża i posiada podniesiony rant, który zapobiega spadaniu przedmiotów z blatu podczas transportu.

Dodatkowe elementy wózka, takie jak szuflada, półka koszowa i koszyk na akcesoria, są wykonane ze stalowej konstrukcji, pomalowanej proszkowo na biało, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.

Stelaż do worka na odpady również wykonany jest ze stalowej konstrukcji pomalowanej proszkowo. Wyposażony jest w pokrywę z tworzywa ABS w kolorze białym, która zapewnia higieniczne przechowywanie odpadów.

Całkowite wymiary wózka wynoszą 985x480x880 mm. Błat ma wymiary 705x415x20 mm, szuflada 655x385x155 mm, a powierzchnia użytkowa szuflady to 580x345x125 mm. Półka koszowa ma wymiar 655x405x90 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Ten wózek opatrunkowy zapewnia funkcjonalność, wytrzymałość i łatwość w użytkowaniu, spełniając potrzeby personelu medycznego w zakresie przechowywania i transportu niezbędnych materiałów medycznych.

Wózek opatrunkowy, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 985x480x880 mm

-
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
 - wymiary szuflady: 655x385x155 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
 - wymiar półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**