

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-opatrunkowy-mx31-34-37iso-p-2208.html>



Wózek opatrunkowy - MX31-34-37ISO

Dostępność

Kontakt telefoniczny

Numer katalogowy

SM-FCH-MX31ISO

Opis produktu

Wózek stworzony **do potrzeb oddziałów szpitalnych, oraz gabinetów zabiegowych.**

Jego blat roboczy jest wykonany **z tworzywa ABS**, co pozwala na łatwość w utrzymaniu jego czystości.

Nasz wózek opatrunkowy został wyposażony **w koła przeciwpółowe**, oraz **automatycznie wysuwany blat roboczy**.

Wykonany jest ze **stali lakierowanej metodą proszkową**, a jego koła są wykonane **z gumy termoplastycznej** (trzy z nich posiadają blokadę). Dodatkowo został wyposażony **w centralny zamek**.

Szuflady:

- samoczynne domykanie

- wymiary:

569mm x 398 mm x 76 mm

569mm x 398 mm x 155 mm

569 mm x 398 mm x 234 mm

Wózek opatrunkowy MX ISO, cechy:

- koła przeciwpółowe z gumy termoplastycznej
- do oddziałów szpitalnych
- do gabinetów zabiegowych
- wykonanie ze stali lakierowanej metodą proszkową
- blat wykonany z tworzywa ABS
- centralny zamek
- waga wózka; 50 kg,
- kółko kierunkowe

Specyfikacja	MX31ISO	MX34ISO	MX37ISO
szerokość	690 mm	690 mm	690 mm
głębokość	518 mm	518 mm	518 mm
wysokość	927 mm	1006 mm	1085 mm
wysokość bez kół	793 mm	872 mm	951 mm



kosz uniwersalny

zamykany kosz na
odpady

pojemnik na
rękawiczki

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model wózka: MX31ISO