

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pielęgniarski-p-3179.html>



Wózek pielęgniarski

Cena brutto	3 893,00 zł
Cena netto	3 604,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-S(1)2Q-33-KO-K5-W

Opis produktu

Prezentujemy wózek pielęgniarski, który nie tylko zapewnia wyjątkową funkcjonalność, ale także spełnia najwyższe standardy jakości i higieny. Nasz wózek został zaprojektowany z myślą o efektywności pracy personelu medycznego oraz o bezpieczeństwie pacjentów.

Wózek pielęgniarski 1xBlat to niezastąpiony element wyposażenia każdej placówki medycznej. Jego wyjątkowość tkwi w dbałości o detale oraz w pełnym zrozumieniu potrzeb personelu medycznego. Oto kilka kluczowych cech naszego produktu:

Wyjątkowa Konstrukcja:

- Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości (gat. 0H18N9), co gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.
- Stelaż wyposażony w koła o średnicy 75 mm, z dwoma z nich z blokadą, zapewniającymi stabilność i łatwość w manewrowaniu wózkem nawet w trudnych warunkach.

Funkcjonalność:

- Blat w formie wyjmowanej tacy (o wymiarach 380x390x18 mm) oraz szuflada (o wymiarach 335x385x155mm) zapewniają wystarczającą przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych.
- Dwa pojemniki na instrumenty o wymiarach 395x325x65 mm pozwalają na łatwe organizowanie sprzętu medycznego.
- Kosz na odpady z pokrywą oraz pojemnik na zużyte igły zapewniają bezpieczne i higieniczne usuwanie odpadów medycznych.

Higiena i Bezpieczeństwo:

- Pojemnik na zużyte igły oraz pojemnik na rękawiczki obudowany z trzech stron zapewniają bezpieczne przechowywanie i usuwanie ostrożnie materiałów medycznych.
- Szuflada oraz taca wykonane z łatwych do dezynfekcji materiałów, co zapewnia bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 490x480x890 mm. Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 288x358x17 mm. Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 260x345x125 mm. Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm.

Dzięki naszemu wózkowi pielęgniarskiemu, personel medyczny może skupić się na zapewnianiu najlepszej opieki pacjentom, mając pewność, że mają do dyspozycji niezbędne narzędzia w sposób bezpieczny i zorganizowany. To nie tylko wózek pielęgniarski, to narzędzie, które wspiera misję opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

Wózek pielęgniarzski, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 490x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 288x358x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 260x345x125 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**