

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-p-3166.html>

Wózek pod aparaturę

Numer katalogowy

SM-TMBY-AR80-3N-WYP



Opis produktu

Wózek Medyczny Pod Aparaturę: Wydajne i Wszechstronne Rozwiązanie

Wózek medyczny pod aparaturę jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów w branży medycznej, umożliwiającym przechowywanie i transport niezbędnych urządzeń i akcesoriów w sposób ergonomiczny i funkcjonalny. Oto dlaczego nasz wózek wyróżnia się spośród innych opcji na rynku:

Wyjątkowa Konstrukcja:

Stelaż z Profilu Aluminiowego: Wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego na biało, zapewniającego nie tylko solidną konstrukcję, ale także estetyczny wygląd. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Szuflada i Półki Stalowe: Solidne szuflady i półki wykonane ze stali, również lakierowane na biało, zapewniające trwałość i łatwość czyszczenia. Front szuflady lakierowany na kolor wg palety RAL dodaje elegancji.

Ergonomiczny Design:

Elementy Dekoracyjne: Maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu, front szuflady oraz uchwyty do prowadzenia, wszystkie lakierowane na kolor wg palety RAL, tworzą spójny i estetyczny wygląd wózka.

Podstawa Stalowa z Osłoną: Stalowa podstawa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia stabilność i łatwość w przemieszczaniu. Wyposażona w koła o średnicy 100 mm z blokadą, umożliwiającą pewne zatrzymanie wózka w wybranym miejscu.

Elastyczność i Dostosowanie:

Wymiary i Opcje Dostosowania: Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego pozwalają na swobodne dostosowanie do potrzeb użytkownika. Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co dodatkowo zwiększa elastyczność i dopasowanie do różnych środowisk medycznych.

Dostępne Szerokości Półki: Z szerokim wyborem szerokości półek (od 450 do 1100 mm) możliwe jest dostosowanie wózka do różnych rodzajów aparatury i sprzętu medycznego.

Gwarancja Jakości:

Tolerancja Wymiarów: Zapewniamy tolerancję wymiarów +/- 10 mm, co gwarantuje precyzyjne i solidne wykonanie każdego wózka.

Nasz wózek pod aparaturę to nie tylko narzędzie, ale także inwestycja w efektywność i komfort pracy personelu medycznego. Dzięki jego wyjątkowym cechom konstrukcyjnym i elastyczności użytkowej, jest niezastąpionym elementem wyposażenia w każdej placówce medycznej.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary