

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-2-polki-p-1875.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 - 2 półki i szuflada

Cena brutto	3 365,00 zł
Cena netto	3 115,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-03-2PS(1)-90-ABS3A 2-0000

Opis produktu

Mobilny wózek do aparatury medycznej z 2 półkami i szufladą

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to mobilne rozwiązanie do organizacji i wygodnego użytkowania aparatury medycznej w gabinetach, pracowniach i placówkach ochrony zdrowia. Ta konfiguracja obejmuje 2 półki o wymiarach 450x320 mm, 1 szufladę 450x320x155 mm oraz uchwyt do prowadzenia.

Konstrukcja została oparta na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i ułatwia utrzymanie wózka w czystości.

Półki i szuflada wykonane są ze stali lakierowanej na biało. Elementy te mają pogłębienie oraz ścięte narożniki, co poprawia bezpieczeństwo użytkowania i stabilność ustawionej aparatury. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor według palety RAL, a wybrane elementy białe mogą zostać wykonane również w kolorze szarym.

Podstawa wózka jest stalowa i została wyposażona w osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym. Wózek porusza się na kołach o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwóch z blokadą, co ułatwia zarówno przemieszczanie, jak i stabilne ustawienie w wybranym miejscu pracy.

Najważniejsze cechy

- 2 półki o wymiarach 450x320 mm
- 1 szuflada o wymiarach 450x320x155 mm
- uchwyt do prowadzenia w standardzie
- regulacja wysokości położenia podzespołów bez wiercenia otworów
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało
- stalowe półki i szuflada z pogłębieniem oraz ściętymi narożnikami
- podstawa stalowa z osłoną ABS
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą
- front szuflady i elementy dekoracyjne w kolorze wg palety RAL

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
--------------	------------------------------

Model	AP1
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-03-2PS(1)-90-ABS3A2-0000
Konfiguracja	2x półka 450x320 mm, 1x szuflada 450x320x155 mm, 1x uchwyt do prowadzenia
Wymiary całkowite	510x520x900 mm
Wymiary półki	450x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400x270 mm
Wymiary szuflady	450x320x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400x270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x270x105 mm
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało
Półki i szuflada	stal lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
Podstawa	stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, 2 z blokadą
Kolor frontu szuflady i elementów dekoracyjnych	wg palety RAL
Informacja dodatkowa	Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

Zastosowanie

Model AP1 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko do ustawienia aparatury medycznej oraz wygodny dostęp do akcesoriów przechowywanych w szufladzie. Dzięki regulacji położenia podzespołów wózek można łatwo dopasować do konkretnego sposobu pracy i typu urządzenia.

Powiązane kategorie

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Sprawdź pozostałe wózki medyczne](#)
- [Porównaj stojaki pod aparaturę medyczną](#)

FAQ

Czy wózek AP1 ma regulację wysokości półek i szuflady?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów.

Czy uchwyt do prowadzenia jest w standardzie?

Tak. Zgodnie z danymi producenta wyposażenie standardowe obejmuje 1 uchwyt do prowadzenia.

Jakie są dokładne wymiary wózka?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510x520x900 mm. Producent dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość].

Jakie wymiary mają półki i szuflada?

Wózek ma 2 półki o wymiarach 450x320 mm oraz 1 szufladę o wymiarach 450x320x155 mm. Powierzchnia użytkowa półki wynosi 400x270 mm, powierzchnia użytkowa blatu szuflady 400x270 mm, a powierzchnia użytkowa szuflady 375x270x105 mm. Wysokość frontu szuflady wynosi 130 mm.

Czy można wybrać kolor frontu szuflady i elementów dekoracyjnych?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary