

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ap-5-z-wyposazeniem-p-2881.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP-1 z szufladą, koszykiem i uchwytem monitora

Cena brutto	3 550,00 zł
Cena netto	3 287,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-S(1)-110-ABS3A2-0000-0-K6

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP-1 z szufladą, koszykiem i uchwytem monitora to kompaktowy model przeznaczony do ustawienia aparatury oraz uporządkowania podstawowych akcesoriów w gabinecie, pracowni diagnostycznej i placówce medycznej. Ta konfiguracja obejmuje **1 szufladę 450x320x155 mm, szynę instrumentalną, koszyk na akcesoria 360x160x150 mm oraz uchwyt monitora**. Konstrukcja została oparta na aluminiowym profilu nośnym z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach, co umożliwia regulację położenia podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów.

Standardowe wyposażenie wózka AP-1

- 1 x szuflada 450x320x155 mm, wysokość frontu 130 mm,
- 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1 x koszyk na akcesoria 360x160x150 mm,
- 1 x uchwyt monitora.

Konstrukcja i funkcjonalność

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, dzięki czemu położenie podzespołów można dopasować do sposobu pracy bez dodatkowego wiercenia. Kanały montażowe są zaślepione maskownicą, która ogranicza gromadzenie się brudu i ułatwia utrzymanie wózka w czystości.

Szuflada jest stalowa, lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być wykonane w kolorze według palety **RAL**. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona w **koła o średnicy 75 mm**, w tym **2 koła z blokadą**.

Dane techniczne

Typ produktu
Nazwa handlowa
Numer katalogowy
Kod producenta
Wyposażenie standardowe

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego
Wysokość od podłoża do blatu szuflady
Wymiary szuflady

Wózek pod aparaturę medyczną
Wózek pod aparaturę medyczną AP-1 z wyposażeniem
SM-TMBY-AP1
AP1-01-S(1)-110-ABS3A2-0000-0-K6
1 x szuflada 450x320x155 mm, 1 x szyna instrumentalna, 1 x koszyk na akcesoria 360x160x150 mm, 1 x uchwyt monitora
510x520x1100 mm
900 mm
450x320x155 mm

Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady	400x270 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	375x270x105 mm
Wymiary koszyka na akcesoria	360x160x150 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Szuflada	Stalowa, lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane według palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Informacja o maskownicy	Materiał maskownicy (tworzywo / stal) zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia
Opcja dodatkowa	Uchwyt monitora na sprężynie gazowej z regulacją wysokości i kąta pochylecia; zmiana tego uchwytu wpływa na wysokość wózka
Dodatkowa opcja kolorystyczna	Możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Informacja produkcyjna	Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych

Zastosowanie w gabinecie i pracowni

Model AP-1 sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest mobilny wózek do aparatury medycznej z miejscem na podstawowe akcesoria oraz monitor. Zestawienie szuflady, szyny instrumentalnej, koszyka i uchwytu monitora ułatwia organizację stanowiska pracy bez zajmowania dużej powierzchni.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne z wyposażeniem](#)
- [Meble medyczne](#)

FAQ

Co zawiera standardowe wyposażenie wózka AP-1?

W standardzie znajdują się: 1 szuflada o wymiarach 450x320x155 mm, 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, 1 koszyk na akcesoria 360x160x150 mm oraz 1 uchwyt monitora.

Czy wózek AP-1 umożliwia regulację położenia podzespołów?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są dokładne wymiary szuflady i jej powierzchni użytkowej?

Szuflada ma wymiary 450x320x155 mm, wysokość jej frontu wynosi 130 mm, powierzchnia użytkowa blatu szuflady ma 400x270 mm, a powierzchnia użytkowa wnętrza szuflady 375x270x105 mm.

Jakie koła zastosowano w wózku pod aparaturę medyczną AP-1?

Wózek wyposażono w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm w kolorze białym, w tym dwa koła z blokadą.

Czy można zamówić wózek AP-1 w innej kolorystyce niż biała?

Tak. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL

5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary