

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ap1-2-szuflady-z-blatami-hpl-polka-i-szyna-instrumentalna-p-3510.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 – 2 szuflady z blatami HPL, półka i szyna instrumentalna

Cena brutto	4 276,00 zł
Cena netto	3 959,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-0-0-90-ABS3A2-0000

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 – kompaktowa konfiguracja z 2 szufladami i półką HPL

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to kompaktowy model przeznaczony do organizacji aparatury oraz akcesoriów w gabinetach, pracowniach i innych przestrzeniach medycznych. Ta konkretna konfiguracja obejmuje **2 szuflady stalowe z blatami z laminatu HPL**, **1 półkę HPL** oraz **1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**.

Konstrukcję wózka wykonano ze **stelaża z profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się brudu. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona w **koła o średnicy 75 mm**, w tym **2 z blokadą**.

Standardowe wyposażenie modelu AP1

- 2 x szuflada 450 x 320 x 140 mm, wysokość frontu 130 mm, wykonanie stalowe, blat z laminatu HPL
- 1 x półka HPL 450 x 320 x 10 mm
- 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami

Wykonanie i materiały

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach
- kanały montażowe zaślepię maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu
- szuflady stalowe lakierowane na biało, ze ściętymi narożnikami
- blaty szuflad wykonane z laminatu HPL
- fronty szuflad lakierowane na kolor według palety RAL
- półka z laminatu HPL
- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor według palety RAL
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym

Dane techniczne

--	--

Parametr	Wartość
Model	AP1
Typ	Wózek pod aparaturę medyczną
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	510 x 520 x 900 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Liczba szuflad	2
Wymiary szuflady	450 x 320 x 140 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 270 x 105 mm
Liczba półek	1
Wymiary półki	450 x 320 x 10 mm
Szyna instrumentalna	Tak, z zabezpieczonymi narożnikami
Materiał stelaża	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Materiał szuflad	Stal lakierowana na biało, blat z laminatu HPL
Materiał półki	Laminat HPL
Podstawa	Stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, 2 koła z blokadą
Kolorystyka	Biały + elementy dekoracyjne i fronty szuflad według palety RAL
Opcja kolorystyczna	Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Co odróżnia wariant AP1 od innych wózków aparaturowych?

Najważniejszą cechą tej wersji jest **układ 2 szuflad z blatami HPL oraz 1 półki HPL** w kompaktowej bryle o wymiarach **510 x 520 x 900 mm**. To odróżnia ten model od rozbudowanych konfiguracji wyposażonych w dodatkowe półki, uchwyty monitora, listwy zasilające, wyciągniki lub koszyki.

Informacje jakościowe i produkcyjne

Model wykonywany jest w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. Materiał maskownicy i zaślepki profilu może być uzależniony od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

FAQ

Czy wózek AP1 w tej konfiguracji ma 2 szuflady?

Tak. Producent podaje w standardzie 2 szuflady o wymiarach 450 x 320 x 140 mm, każda z frontem o wysokości 130 mm i blatem z laminatu HPL.

Jakie są wymiary wózka AP1?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510 x 520 x 900 mm, przy tolerancji wymiarów +/- 10 mm.

Z jakich materiałów wykonano wózek?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało, szuflady ze stali lakierowanej na biało z blatami HPL, półkę z laminatu HPL, a podstawę ze stali z osłoną z tworzywa ABS.

Czy wózek AP1 ma szynę instrumentalną?

Tak. Standardowe wyposażenie obejmuje 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami.

Czy można zmienić kolor elementów wózka?

Tak. Fronty szuflad i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne bez wyposażenia](#)
- [Wózki medyczne](#)
- [Meble medyczne](#)