

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ap1-z-polka-380x260x10-mm-uchwytem-monitora-i-koszykiem-p-3512.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z półką 380x260x10 mm, uchwytem monitora i koszykiem

Cena brutto	4 649,00 zł
Cena netto	4 304,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-S(1M3)-140-ABS 3A3

Opis produktu

Konfiguracja AP1 do organizacji stanowiska z monitorem i akcesoriami

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 w tej konfiguracji został zaprojektowany do organizacji stanowiska pracy z aparaturą, monitorem oraz podręcznymi akcesoriami medycznymi. Jest to **wysoki model o wymiarach 670x540x1400 mm**, wyposażony w **1 półkę 380x260x10 mm**, **szufladę 450x320x155 mm z dwustronnie wysuwanym blatem HPL**, **koszyk na akcesoria 360x160x150 mm**, **uchwyt monitora**, **uchwyt do prowadzenia** oraz **szynę instrumentalną**.

Najważniejszym wyróżnikiem tej wersji jest połączenie **pojedynczej półki pomocniczej** z dodatkową powierzchnią roboczą w postaci **wysuwanego dwustronnie blatu HPL**. Taki układ sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest monitor, miejsce na akcesoria oraz czytelnie uporządkowane stanowisko pracy bez nadmiaru półek i bez rozbudowy o rozwiązania typowe dla innych wariantów AP1.

Najważniejsze cechy tej konfiguracji

- 1 x szuflada 450x320x155 mm, wysokość frontu 130 mm,
- dwustronnie wysuwany blat HPL,
- 1 x półka 380x260x10 mm,
- 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1 x koszyk na akcesoria 360x160x150 mm,
- 1 x uchwyt monitora,
- 1 x uchwyt do prowadzenia,
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą.

Dlaczego warto wybrać ten wariant AP1

Ten model został przygotowany z myślą o placówkach, które potrzebują **mobilnego wózka aparaturowego z monitorem**, ale nie chcą nadmiernie rozbudowanej konstrukcji. Pojedyncza półka 380x260x10 mm daje miejsce na wybrane akcesoria lub elementy pomocnicze, a koszyk pozwala uporządkować drobne wyposażenie niezbędne podczas pracy przy aparaturze.

Szuflada z **dwustronnie wysuwanym blatem HPL** zwiększa funkcjonalność stanowiska i pozwala wygodniej korzystać z materiałów, drobnego osprzętu lub dokumentacji. To wariant szczególnie polecany placówkom, które potrzebują **monitora**, **koszyka i jednej półki pomocniczej**, ale nie chcą wybierać konfiguracji bardziej rozbudowanej o **2 półki HPL** lub **półkę pod klawiaturę**. Dzięki temu model zachowuje czytelny, ergonomiczny układ pracy i własny, dobrze rozróżnialny charakter w rodzinie AP1.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wózka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Szuflada jest **stalowa, lakierowana na biało**, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami. Front szuflady lakierowany jest na kolor według palety RAL. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepka profilu, podkładka profilu, front szuflady, koszyk i uchwyt do prowadzenia, również mogą być lakierowane na kolor z palety RAL. Redukcja uchwytu monitora lakierowana jest na biało.

Podstawa stalowa została wyposażona w osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym. Wózek porusza się na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą, co ułatwia przemieszczanie i stabilne ustawienie stanowiska podczas pracy.

Zastosowanie

Wózek AP1 z półką, koszykiem i uchwytem monitora może być wykorzystywany jako mobilne stanowisko pod aparaturę medyczną w gabinetach, pracowniach diagnostycznych, punktach zabiegowych i innych pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia. Dzięki funkcjonalnemu układowi wyposażenia ułatwia organizację pracy z urządzeniami, monitorem i akcesoriami pomocniczymi.

Dane techniczne

Model	AP1
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Wyposażenie standardowe	1 x szuflada 450x320x155 mm z wysuwaniem dwustronnie blatem HPL, 1 x półka 380x260x10 mm, 1 x szyna instrumentalna, 1 x koszyk 360x160x150 mm, 1 x uchwyt monitora, 1 x uchwyt do prowadzenia
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	670x540x1400 mm
Wysokość od podłoża do blatu szuflady	1050 mm
Wymiary szuflady	450x320x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400x270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x270x105 mm
Powierzchnia użytkowa wysuwanego dwustronnie blatu HPL	250x250 mm
Półka	380x260x10 mm
Koszyk na akcesoria	360x160x150 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Szuflada	Stalowa, lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL; istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Opcja dodatkowa	Uchwyt monitora na sprężynie gazowej z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia; zmiana uchwytu ma wpływ na wysokość wózka
Informacja produkcyjna	Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych

* Materiał maskownicy i zaślepki (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

FAQ

Jakie wyposażenie znajduje się w standardzie?

W standardzie model obejmuje szufladę 450x320x155 mm z dwustronnie wysuwaniem blatem HPL, półkę 380x260x10 mm, szynę instrumentalną, koszyk na akcesoria 360x160x150 mm, uchwyt monitora oraz uchwyt do prowadzenia.

Jakie są wymiary wózka AP1?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 670x540x1400 mm. Wysokość od podłoża do blatu szuflady to 1050 mm.

Jakie wymiary ma szuflada i blat HPL?

Szuflada ma wymiary 450x320x155 mm, a powierzchnia użytkowa wysuwanego dwustronnie blatu HPL wynosi 250x250 mm.

Czym ten wariant AP1 różni się od wersji z 2 półkami HPL?

Ten wariant AP1 został wyposażony w **1 półkę 380x260x10 mm**, **koszyk na akcesoria** oraz **uchwyt monitora**, dzięki czemu tworzy bardziej uporządkowane i mniej rozbudowane stanowisko pracy. To dobry wybór dla placówek, które potrzebują miejsca na monitor i akcesoria pomocnicze, ale nie wymagają układu z **2 półkami HPL** charakterystycznego dla innych konfiguracji AP1.

Czy uchwyt monitora i koszyk znajdują się w wyposażeniu standardowym?

Tak. W tej konfiguracji **uchwyt monitora** i **koszyk na akcesoria 360x160x150 mm** należą do wyposażenia standardowego. Standard obejmuje również szufladę 450x320x155 mm z dwustronnie wysuwanym blatem HPL, półkę 380x260x10 mm, szynę instrumentalną oraz uchwyt do prowadzenia.

Powiązane warianty i kategorie

- [Wózek AP1 z 2 półkami HPL i szufladą](#)
- [Wózek AP1 z półką pod klawiaturę i blatem HPL](#)
- [Wózek AP1 – 1 szuflada, 1 półka](#)
- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary