

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ap1-z-polka-450x320-mm-szuflada-i-uchwytem-monitora-p-3513.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z półką 450x320 mm, szufladą i uchwytem monitora

Cena brutto	3 429,00 zł
Cena netto	3 175,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-02-PS(1)-110-ABS3A 2

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z uchwytem monitora i półką 450x320 mm

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 w tej konfiguracji został wyposażony w **1 półkę 450x320 mm**, **1 szufladę 450x320x155 mm**, **uchwyt monitora na sprężynie gazowej** oraz **uchwyt do prowadzenia**. To wariant przeznaczony do organizacji pojedynczego stanowiska aparaturowego tam, gdzie potrzebne jest stabilne miejsce na urządzenie, osobne ustawienie monitora i szybki dostęp do podręcznych elementów.

Standardowa konfiguracja wózka AP1

- 1 x półka 450x320 mm
- 1 x szuflada 450x320x155 mm (wysokość frontu 130 mm)
- 1 x uchwyt monitora na sprężynie gazowej
- 1 x uchwyt do prowadzenia

Najważniejsze cechy tej wersji

- kompaktowe wymiary wózka: 510x520x1100 mm
- wysokość od podłoża do półki: 700 mm
- półka o wymiarach 450x320 mm
- szuflada o wymiarach 450x320x155 mm
- uchwyt monitora na sprężynie gazowej poprawiający ergonomię stanowiska
- uchwyt do prowadzenia ułatwiający manewrowanie wózkiem
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą

Konstrukcja i materiały

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.

Półka i szuflada są **stalowe, lakierowane na biało**, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Podstawa stalowa została wyposażona w **osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym**.

Parametry użytkowe

Wymiary powierzchni użytkowej półki wynoszą **400x270 mm**. Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady wynoszą **400x270 mm**, a powierzchnia użytkowa szuflady to **375x270x105 mm**. Tolerancja wymiarów wynosi **+/- 10 mm**.

Kolorystyka i wykonanie

Front szuflady i elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepka profilu, podkładka profilu oraz uchwyt do prowadzenia, mogą być lakierowane według **palety RAL**. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Zastosowanie

Ten wariant AP1 sprawdza się w gabinetach, pracowniach i stanowiskach aparaturowych, w których potrzebna jest **jedna główna półka robocza, szuflada na podręczne wyposażenie** oraz **monitor ustawiony na osobnym uchwycie**. To konfiguracja dla użytkowników, którzy oczekują kompaktowego układu i ergonomicznego prowadzenia wózka.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP1
Wymiary zewnętrzne	510x520x1100 mm
Wysokość od podłoża do półki	700 mm
Półka	1 x 450x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400x270 mm
Szuflada	1 x 450x320x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400x270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x270x105 mm
Uchwyt monitora	na sprężynie gazowej
Uchwyt do prowadzenia	1 szt.
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Półka i szuflada	stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
Podstawa	stalowa, osłona ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, 2 z blokadą
Kolorystyka	front szuflady i elementy dekoracyjne wg palety RAL; możliwe wykonanie elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm

FAQ – najczęstsze pytania

Czy ten wózek AP1 ma uchwyt monitora w standardzie?

Tak. Ten wariant wózka pod aparaturę medyczną AP1 jest wyposażony standardowo w uchwyt monitora na sprężynie gazowej oraz uchwyt do prowadzenia.

Jakie wymiary ma półka i szuflada w tym modelu AP1?

Wózek posiada 1 półkę o wymiarach 450x320 mm oraz 1 szufladę o wymiarach 450x320x155 mm. Wysokość frontu szuflady wynosi 130 mm.

Czym ten wariant różni się od innych wózków AP1 w ofercie?

Ten model został skonfigurowany jako wózek AP1 z pojedynczą półką 450x320 mm, jedną szufladą oraz uchwytem monitora. Nie obejmuje dodatkowych elementów występujących w innych wariantach, takich jak druga półka, koszyk, maszt do pomp infuzyjnych czy półka 380x260x10 mm.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510x520x1100 mm. Wysokość od podłoża do półki to 700 mm. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 10 mm.

Czy wózek można dopasować kolorystycznie do wyposażenia gabinetu?

Tak. Front szuflady oraz wybrane elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Porównaj inne warianty AP1

Jeżeli szukasz innego wariantu wózka aparaturowego, sprawdź również pozostałe konfiguracje dostępne w ofercie:

- [AP1 z koszykiem i uchwytem monitora](#)
- [AP1 z 2 półkami HPL i szufladą](#)
- [AP1 z masztem do pomp infuzyjnych](#)
- [AP1 z półką 380x260, uchwytem monitora i koszykiem](#)
- [wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary