

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ap1-z-szuflada-polka-pod-klawiature-i-blatem-hpl-p-3508.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą, półką pod klawiaturę i blatem HPL

Cena brutto	7 603,00 zł
Cena netto	7 039,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-E-W

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 – kompaktowa konfiguracja z szufladą i półką pod klawiaturę

Model AP1 to **wózek pod aparaturę medyczną** zaprojektowany do organizacji stanowiska pracy z aparaturą, akcesoriami i klawiaturą. Ta konfiguracja obejmuje **blat HPL 490x550x10 mm**, **półkę pod klawiaturę 500x250x30 mm** z **dwustronnie wysuwany blatem HPL** oraz **szufladę 450x320x140 mm** z blatem HPL. Dzięki temu model AP1 wyraźnie odróżnia się od bardziej rozbudowanych wariantów z dodatkowymi półkami, uchwytami lub większą liczbą szuflad.

W standardzie wózek wyposażony jest również w **szynę instrumentalną** oraz **aluminiową listwę zasilającą**. Konstrukcja oparta jest na **stalowej kolumnie nośnej składającej się z 3 elementów wysuwanych teleskopowo**, co pozwala uzyskać wysokość całkowitą w zakresie **710-1350 mm**.

Najważniejsze cechy modelu AP1

- **blat główny HPL:** 490x550x10 mm, z uchwytami do prowadzenia,
- **półka pod klawiaturę:** 500x250x30 mm, stalowa, lakierowana na biało,
- **dwustronnie wysuwany blat HPL:** dodatkowa powierzchnia robocza przy półce pod klawiaturę,
- **szuflada stalowa:** 450x320x140 mm, z prostymi narożnikami i blatem HPL,
- **szyna instrumentalna:** w wyposażeniu standardowym,
- **aluminiowa listwa zasilająca:** w wyposażeniu standardowym,
- **stalowa podstawa z osłoną ABS:** w kolorze białym,
- **koła o średnicy 75 mm:** w tym 2 z blokadą.

Dane techniczne AP1

Parametr	Wartość
Model	AP1
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	510x520x710-1350 mm
Blat główny	HPL, 490x550x10 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	490x475 mm
Półka pod klawiaturę	500x250x30 mm
Powierzchnia użytkowa półki pod klawiaturę	500x180 mm
Powierzchnia użytkowa wysuwanego dwustronnie blatu HPL	215x155 mm

Parametr	Wartość
Szuflada	450x320x140 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x280x105 mm
Kolumna nośna	Stalowa, biała, 3-elementowa, teleskopowa
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Wypożyczenie standardowe	Szyna instrumentalna, aluminiowa listwa zasilająca
Kolorystyka	Elementy białe standardowo w kolorze białym; front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane wg palety RAL
Opcje wykonania	Możliwość wykonania blatu wg potrzeb zamawiającego; możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym; kolumna nośna zawsze w kolorze białym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Informacja jakościowa	Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych

Wykonanie i funkcjonalność

Blat główny wykonano z laminatu HPL i wyposażono w uchwyty do prowadzenia. Półka pod klawiaturę jest stalowa, lakierowana na biało i została uzupełniona o **dwustronnie wysuwany blat z laminatu HPL**, który zwiększa funkcjonalność stanowiska roboczego bez rozbudowy całej konstrukcji.

Szuflada stalowa z blatem HPL posiada proste narożniki, a jej front lakierowany jest na kolor zgodny z paletą RAL. Elementy dekoracyjne, takie jak podkładka kolumny i front szuflady, również mogą być wykończone w kolorystyce wg palety RAL. Adapter listwy sieciowej lakierowany jest na biało.

Co odróżnia AP1 od innych wózków aparaturowych?

W przypadku modelu AP1 kluczowa jest **kompaktowa konfiguracja robocza**: jeden blat główny, jedna szuflada i osobna półka pod klawiaturę z dodatkowym, dwustronnie wysuwany blatem HPL. To rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko do aparatury medycznej, ale bez rozbudowy o dodatkowe moduły, większą liczbę półek czy uchwytów charakterystycznych dla innych wariantów wózków aparaturowych.

Opcje wykonania

Istnieje możliwość wykonania blatu według potrzeb zamawiającego, a także wykonania elementów białych w kolorze szarym, przy czym **kolumna nośna zawsze występuje w kolorze białym**.

Zastosowanie

Model AP1 może być wykorzystywany jako mobilne stanowisko pod aparaturę medyczną wszędzie tam, gdzie istotne są: uporządkowanie przewodów i akcesoriów, obecność listwy zasilającej, miejsce na klawiaturę oraz dostęp do szuflady i powierzchni roboczej z laminatu HPL.

FAQ

Czy wózek AP1 ma półkę pod klawiaturę?

Tak. Model AP1 posiada półkę pod klawiaturę o wymiarach 500x250x30 mm oraz dodatkowy dwustronnie wysuwany blat HPL.

Czy listwa zasilająca i szyna instrumentalna są w standardzie?

Tak. W wyposażeniu jest 1 szyna instrumentalna oraz 1 aluminiowa listwa zasilająca.

Jakie wymiary ma szuflada w modelu AP1?

Szuflada ma wymiary 450x320x140 mm, wysokość frontu 130 mm, a jej powierzchnia użytkowa wynosi 375x280x105 mm.

Czy można zamówić inny blat niż standardowy?

Tak. Istnieje możliwość wykonania blatu według potrzeb zamawiającego.

Czy wózek AP1 można zamówić w innej kolorystyce?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, natomiast kolumna nośna zawsze pozostaje biała.

Powiązane kategorie

Jeśli szukasz podobnych rozwiązań do organizacji stanowiska pracy z aparaturą, zobacz także [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#), w których dostępne są różne konfiguracje blatów, półek i wyposażenia dodatkowego.

Szerszą ofertę wyposażenia do gabinetów i placówek medycznych znajdziesz w kategorii [meble medyczne](#), obejmującej m.in. stoliki, wózki, asystory i inne elementy wyposażenia użytkowego.

Jeżeli potrzebujesz innych rozwiązań do ustawienia urządzeń i akcesoriów, sprawdź również [stojaki pod aparaturę medyczną](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary