

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ap1-z-uchwytem-monitora-i-blatem-hpl-p-3511.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z uchwytem monitora i blatem HPL

Cena brutto	4 299,00 zł
Cena netto	3 980,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-S(1M3)-140-ABS 3A3

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z uchwytem monitora, koszykiem i dwustronnie wysuwany blatem HPL w tej konfiguracji został przygotowany do pracy tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko z miejscem na monitor, podstawowe akcesoria oraz wygodną szufladę roboczą. Model łączy **uchwyt monitora**, **koszyk na akcesoria**, **szynę instrumentalną** oraz **szufladę 450x320x155 mm z dwustronnie wysuwany blatem HPL**, dzięki czemu dobrze sprawdza się w gabinetach, pracowniach i innych przestrzeniach medycznych wymagających uporządkowanej organizacji sprzętu.

Co wyróżnia tę konfigurację AP1

- 1 x szuflada 450x320x155 mm z wysuwany dwustronnie blatem HPL,
- 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1 x koszyk na akcesoria 360x160x150 mm,
- 1 x uchwyt monitora,
- 1 x uchwyt do prowadzenia,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało,
- 2 kanały montażowe po obu stronach profilu nośnego umożliwiające regulację położenia podzespołów bez wiercenia,
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą.

Kiedy wybrać ten model

To dobra konfiguracja dla placówek, które nie potrzebują rozbudowanego wózka z dodatkowymi półkami, szafką lub masztem infuzyjnym, ale oczekują wygodnego stanowiska pod aparaturę z monitorem i szybkim dostępem do najczęściej używanych akcesoriów. Właśnie dlatego ten wariant AP1 powinien być pozycjonowany jako **kompaktowy wózek pod aparaturę medyczną z uchwytem monitora, koszykiem i blatem HPL**, a nie jako ogólny „stolik medyczny”.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wózka wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Szuflada jest stalowa, lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami. Front szuflady lakierowany jest na kolor według palety RAL. Elementy dekoracyjne, w tym maskownice w kanałach montażowych, podkładka profilu, redukcja uchwytu monitora, front szuflady, koszyk i uchwyt do prowadzenia, również mogą być lakierowane na kolor z palety RAL.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP1
Wyposażenie standardowe	1 x szuflada 450x320x155 mm z wysuwaniem dwustronnie blatem HPL, 1 x szyna instrumentalna, 1 x koszyk 360x160x150 mm, 1 x uchwyt monitora, 1 x uchwyt do prowadzenia
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	670x540x1400 mm
Wysokość od podłoża do blatu szuflady	1050 mm
Wymiary szuflady	450x320x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400x270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x270x105 mm

Powierzchnia użytkowa wysuwanego dwustronnie blatu HPL	250x250 mm
Wymiary koszyka na akcesoria	360x160x150 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Regulacja położenia podzespołów	Tak, dzięki 2 kanałom montażowym po obu stronach profilu nośnego
Podstawa	Stalowa z osłoną ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane wg palety RAL; możliwe wykonanie elementów białych w kolorze szarym
Opcjonalnie	Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia; zmiana na ten uchwyt wpływa na wysokość wózka
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Informacja produkcyjna	Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych
Uwaga	Materiał maskownicy (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia

Ważne informacje konfiguracyjne

Ta karta dotyczy konkretnej konfiguracji AP1: z **uchwytem monitora, koszykiem na akcesoria, uchwytem do prowadzenia** oraz **szufladą z dwustronnie wysuwanym blatem HPL**. Nie należy jej łączyć z wariantami AP1 wyposażonymi w dodatkowe półki, wyciąg kroplówki, maszt do pomp infuzyjnych, szafki lub inne układy blatów, ponieważ są to odrębne konfiguracje produktowe.

Powiązane konfiguracje AP1

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [AP1 – 1 szuflada, 1 półka](#)
- [AP1 – 2 półki i szuflada](#)

-
- [AP1 – 2 półki HPL i szuflada](#)
 - [AP1 – wariant z wysięgnikiem kroplówki](#)

FAQ

Czy ten model ma dwustronnie wysuwany blat HPL?

Tak. W standardzie znajduje się szuflada 450x320x155 mm z dwustronnie wysuwanym blatem HPL o powierzchni użytkowej 250x250 mm.

Co znajduje się w standardowym wyposażeniu?

Standard obejmuje szufladę, szynę instrumentalną, koszyk na akcesoria, uchwyt monitora oraz uchwyt do prowadzenia.

Jakie są najważniejsze wymiary tego wózka AP1?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 670x540x1400 mm, a wysokość od podłoża do blatu szuflady to 1050 mm.

Czy uchwyt monitora na sprężynie gazowej jest w standardzie?

Nie. W standardzie znajduje się uchwyt monitora, natomiast uchwyt na sprężynie gazowej z regulacją wysokości i kąta pochylenia jest wyposażeniem opcjonalnym i wpływa na wysokość całego wózka.

Czy można zamówić inną kolorystykę niż biała?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary