

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ar140-4-p-2742.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z uchwytem monitora i 2 szufladami

Cena brutto	7 600,00 zł
Cena netto	7 037,04 zł
Cena poprzednia	7 809,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-3PS(2)-50-120(C 160)-ABS3-0000-0-K8

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 to rozbudowana konfiguracja do organizacji i przemieszczania aparatury medycznej oraz osprzętu w gabinetach, pracowniach diagnostycznych i innych pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia. Ten wariant został wyposażony w **3 półki 500x500 mm**, **szafkę z 2 szufladami 500x500x284 mm**, **uchwyt monitora na sprężynie gazowej**, **wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na 2 haczyki** oraz **wysięgnik dwuprzegubowy**. To właśnie ten zestaw wyposażenia odróżnia ten model od prostszych stolików i wózków aparaturowych.

Najważniejsze cechy wózka pod aparaturę medyczną AP2

- 3 półki o wymiarach 500x500 mm
- szafka z 2 szufladami o wymiarach 500x500x284 mm
- uchwyt monitora na sprężynie gazowej
- 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami
- wysięgnik kroplówki z głowicą na 2 haczyki
- wysięgnik dwuprzegubowy zakończony głowicą
- 2 elementy podtrzymujące przewody
- 2 uchwyty do prowadzenia

Wyposażenie standardowe

W standardzie wózek pod aparaturę medyczną AP2 posiada elementy, które zwiększają funkcjonalność stanowiska pracy i ułatwiają organizację aparatury oraz akcesoriów. Producent przewidział **2 szyny instrumentalne**, **uchwyt monitora na sprężynie gazowej**, **wysięgnik kroplówki**, **wysięgnik dwuprzegubowy**, **2 elementy podtrzymujące przewody** oraz **2 uchwyty do prowadzenia**.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wózka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe są zaślepione maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Półki, szafka z szufladami oraz fronty szuflad są **stalowe i lakierowane**. Półki oraz szafka mają pogłębienie, a fronty szuflad mogą być lakierowane na kolor według **palety RAL**. Na kolor RAL lakierowane mogą być również wybrane elementy dekoracyjne, w tym maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu, redukcja wysięgnika, uchwyty do prowadzenia i fronty szuflad.

Podstawa jest **stalowa** i posiada **osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym**. Wózek wyposażono w koła o średnicy **100 mm** w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym **2 koła z blokadą**. Wysięgnik przegubowy ma ramiona aluminiowe lakierowane na biało, białą głowicę i czarne zawieszki z tworzywa.

Zastosowanie

Ta konfiguracja sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko do aparatury medycznej, monitora oraz osprzętu pomocniczego. Dzięki zestawowi półek, szafce z szufladami, szynom instrumentalnym i wysięgnikom model ułatwia uporządkowanie wyposażenia i wygodną pracę w obrębie stanowiska.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Seria / oznaczenie producenta	AP2
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620x585x1600 mm
Wysokość wózka od podłoża do półki	1200 mm
Liczba półek	3
Wymiary półki	500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450x450 mm
Szafka z szufladami	1 moduł 500x500x284 mm
Liczba szuflad	2
Wysokość frontów szuflad	2x130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szafki	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x450x105 mm
Uchwyt monitora	Na sprężynie gazowej
Szyny instrumentalne	2 szt.
Wysięgnik kroplówki	Tak, głowica na 2 haczyki
Wysięgnik dwuprzegubowy	Tak
Elementy podtrzymujące przewody	2 szt.
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Koła	Ø 100 mm, 2 z blokadą
Kolor bazowy stelaża	Biały
Kolorystyka frontów i elementów dekoracyjnych	Według palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm

Dostępne szerokości półek: **450, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm**. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Model wykonywany jest w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i konfiguracje

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 3 szufladami i półką pod klawiaturę](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP2 – 2 półki 500x500 mm i szuflada](#)
- [Stolik pod aparaturę medyczną SAM-1 bez regulacji](#)

FAQ – najczęstsze pytania o wózek pod aparaturę medyczną AP2

Czy uchwyt monitora jest w standardowym wyposażeniu?

Tak. Ten wariant wózka pod aparaturę medyczną AP2 jest wyposażony w uchwyt monitora na sprężynie gazowej, co ułatwia ustawienie ekranu w wygodnej pozycji roboczej.

Ile półek ma wózek i jaki mają wymiar?

Model posiada 3 półki o wymiarach 500x500 mm. Powierzchnia użytkowa każdej półki wynosi 450x450 mm.

Czy wózek ma szafkę z szufladami?

Tak. W standardzie znajduje się 1 szafka z 2 szufladami o wymiarach 500x500x284 mm. Wysokość frontów szuflad wynosi 2x130 mm.

Jakie dodatkowe elementy wyposażenia są przewidziane w standardzie?

Standardowe wyposażenie obejmuje 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami, wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na 2 haczyki, wysięgnik dwuprzegubowy, 2 elementy podtrzymujące przewody oraz 2 uchwyty do prowadzenia.

Czy można zamówić inny kolor lub inną szerokość półek?

Tak. Fronty szuflad i wybrane elementy dekoracyjne mogą być wykonane w kolorze z palety RAL. Producent przewiduje także inne szerokości półek: 450, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary