

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-ar80-p-2725.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 – 3 półki 500x500 mm

Cena brutto	3 505,00 zł
Cena netto	3 245,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-3P-50-80-ABS3-000-0-K8.3-W

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 – zastosowanie i wyposażenie

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 to mobilne stanowisko do ustawienia i wygodnego przemieszczania aparatury medycznej w gabinetach, pracowniach diagnostycznych i innych placówkach medycznych. Model w tej konfiguracji został wyposażony w **3 stalowe półki 500 x 500 mm**, **1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**, **1 uchwyt do prowadzenia** oraz **1 listwę zasilającą**.

To wariant przygotowany dla użytkowników, którzy potrzebują stabilnego wózka aparaturowego z trzema poziomami odkładczymi, możliwością uporządkowania przewodów i wyposażenia oraz łatwego przemieszczania stanowiska między pomieszczeniami. Rdzeń konstrukcji stanowi **profil aluminiowy lakierowany na biało**, a półki wykonano ze **stali lakierowanej na biało, z pogłębieniem**.

Najważniejsze cechy modelu AP2

- 3 półki o wymiarach 500 x 500 mm,
- powierzchnia użytkowa każdej półki: 450 x 450 mm,
- 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1 uchwyt do prowadzenia,
- 1 listwa zasilająca,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- regulacja wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów,
- maskownice zabezpieczające kanały montażowe przed gromadzeniem się brudu,
- stalowa podstawa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,
- koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą.

Zastosowanie

Model AP2 sprawdza się jako wózek pod aparaturę medyczną wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kompaktowe, mobilne i uporządkowane stanowisko pracy. Dzięki trzem półkom 500 x 500 mm można розміścić urządzenia, akcesoria oraz sprzęt pomocniczy na kilku poziomach, zachowując wygodny dostęp podczas codziennej pracy.

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Kanały są zaślepione maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Półki są stalowe, lakierowane na biało i mają pogłębienie. Elementy dekoracyjne, w tym maskownice kanałów montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu i uchwyt do prowadzenia, lakierowane są na kolor według palety RAL. Adapter listwy sieciowej lakierowany jest na biało. Podstawa stalowa z osłoną z białego tworzywa ABS została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Model / rodzina producenta	AP2
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-3P-50-80-ABS3-0000-0-K8.3-W
Liczba półek	3
Wymiary półki	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620 x 585 x 800 mm
Wyposażenie standardowe	1 x szyna instrumentalna, 1 x uchwyt do prowadzenia, 1 x listwa zasilająca
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Kanały montażowe	2 po obu stronach, z maskownicami ograniczającymi gromadzenie się brudu
Półki	Stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z białego tworzywa ABS
Koła	Średnica 100 mm, 2 z blokadą
Kolorystyka	Elementy dekoracyjne według palety RAL; możliwe wykonanie elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Gwarancja	12 miesięcy

Ważne: dostępne inne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę, dlatego ta karta opisuje wariant z półkami **500 x 500 mm**.

Informacja o produkcji

Model powstaje w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i rozwiązania

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [wózek pod aparaturę medyczną z wyposażeniem](#)
- [wózek pod aparaturę medyczną do szpitala AR120-2](#)
- [stolik pod aparaturę medyczną bez regulacji](#)

FAQ

Do czego służy wózek pod aparaturę medyczną AP2?

Model AP2 służy do ustawienia, organizacji i przemieszczania aparatury medycznej oraz akcesoriów pomocniczych. To rozwiązanie do placówek, które potrzebują mobilnego stanowiska z trzema półkami i podstawowym wyposażeniem do prowadzenia przewodów oraz zasilania.

Jakie wyposażenie standardowe znajduje się w tym modelu?

Standard obejmuje 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami, 1 uchwyt do prowadzenia oraz 1 listwę zasilającą.

Jakie są wymiary półek i powierzchni użytkowej?

Każda półka ma wymiar 500 x 500 mm, a powierzchnia użytkowa półki wynosi 450 x 450 mm.

Czy można regulować położenie elementów na stelażu?

Tak. Profil nośny ma 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów.

Czy dostępne są inne kolory i szerokości?

Tak. Elementy dekoracyjne mogą być wykonane według palety RAL, a producent dopuszcza także wykonanie elementów białych w kolorze szarym. Dostępne są również inne szerokości półki, ale wpływają one na wymiary i cenę wózka.

Jakie koła zastosowano w modelu AP2?

Wózek wyposażono w koła o średnicy 100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary