

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-do-pokoju-zabiegowego-p-2733.html>



Wózek aparaturowy AP2 do pokoju zabiegowego - 3 półki i szuflada

Cena brutto	5 300,00 zł
Cena netto	4 907,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-3PS(1)-50-120-A BS3-0000-0-K8.3-W

Opis produktu

Wózek aparaturowy AP2 do pokoju zabiegowego to model przeznaczony do organizacji aparatury medycznej oraz akcesoriów roboczych przy stanowisku zabiegowym. Ta konfiguracja została oparta na konkretnych danych producenta i obejmuje **3 półki o wymiarach 500x500 mm, 1 szufladę 500x500x155 mm, 2 uchwyty do prowadzenia** oraz **1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**. To dobra propozycja dla placówek, które potrzebują mobilnego wózka do ustawienia urządzeń medycznych, uporządkowania akcesoriów i wygodnego przemieszczania całego stanowiska w obrębie pokoju zabiegowego.

Najważniejsze cechy modelu AP2

- 3 półki stalowe o wymiarach 500x500 mm, lakierowane na biało, z pogłębieniem,
- 1 szuflada stalowa 500x500x155 mm, z frontem o wysokości 130 mm,
- 2 uchwyty do prowadzenia ułatwiające manewrowanie wózkiem,
- 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach do regulacji położenia podzespołów bez wykonywania otworów,
- kanały montażowe zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń,
- podstawa stalowa z osłoną ABS w kolorze białym,
- koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą.

Zastosowanie w pokoju zabiegowym

Konstrukcja wózka sprawdza się tam, gdzie liczy się mobilność, szybki dostęp do urządzeń i akcesoriów oraz możliwość utrzymania porządku przy codziennej pracy personelu. Trzy półki pozwalają rozdzielić aparaturę i materiały robocze, a szuflada daje miejsce na drobne wyposażenie, które powinno być przechowywane w sposób uporządkowany.

Wykonanie i możliwości konfiguracji

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny posiada dwa kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Półki i szuflada są stalowe, lakierowane na biało i wyposażone w pogłębienie. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według **palety RAL**.

Do elementów dekoracyjnych należą między innymi maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu, front szuflady oraz elipsy uchwytu do przetaczania. Producent dopuszcza również wykonanie elementów białych w kolorze

szarym. Dostępne są także inne szerokości półek: **450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm**. Należy pamiętać, że zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz jego cenę.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek aparaturowy AP2 do pokoju zabiegowego
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-3PS(1)-50-120-ABS3-0000-0-K8.3-W
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620x585x1200 mm
Półki	3 x 500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450x450 mm
Szuflada	500x500x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x450x105 mm
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Szyna instrumentalna	1 szt., z zabezpieczonymi narożnikami
Konstrukcja stelaża	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Podstawa	Stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	100 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne według palety RAL
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

* Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Informacja o produkcji

Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z **ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i produkty

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stół medyczny AP2 z szufladą i półką pod klawiaturę](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 - 3 półki 450x320 mm](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP3 z uchwytem monitora i półką boczną](#)

FAQ

Czy ten model ma trzy pełne półki 500x500 mm?

Tak. W tej konfiguracji producent przewidział 3 półki o wymiarach 500x500 mm, a powierzchnia użytkowa każdej półki wynosi 450x450 mm.

Jakie wymiary ma szuflada i ile miejsca jest w środku?

Szuflada ma wymiary 500x500x155 mm, wysokość frontu 130 mm, powierzchnię użytkową blatu 450x450 mm oraz powierzchnię użytkową wnętrza 425x450x105 mm.

Czy wózek ma elementy ułatwiające prowadzenie i montaż wyposażenia?

Tak. Model posiada 2 uchwyty do prowadzenia oraz 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami. Dodatkowo profil nośny ma 2 kanały montażowe po obu stronach, co pozwala regulować położenie podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów.

Czy front szuflady i elementy dekoracyjne można zamówić w kolorze RAL?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Producent dopuszcza również wykonanie elementów białych w kolorze szarym.

Czy można zamówić inną szerokość półek niż 500 mm?

Tak. Dostępne szerokości to; 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary