

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-do-szpitala-ar120-2-p-2735.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z zamykaną szafką i półką pod klawiaturę

Cena brutto	5 908,00 zł
Cena netto	5 470,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-P(32)S(Y1)PD-50-120-ABS3-0000-0

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z zamykaną szafką i półką pod klawiaturę to mobilna konstrukcja przeznaczona do organizacji stanowiska pracy z aparaturą medyczną w placówkach ochrony zdrowia. Ta konfiguracja obejmuje **1 półkę 500x320 mm**, **1 szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm**, **1 półkę 500x500 mm** oraz **1 szafkę z drzwiami 500x500x413 mm wyposażoną w zamek**. Model sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest wygodne ustawienie urządzeń, akcesoriów i elementów roboczych w jednym, łatwym do przemieszczania układzie.

Konfiguracja tego modelu AP2

W prezentowanej wersji wózek został wyposażony w dwa poziomye robocze oraz zamykaną szafkę, dzięki czemu pozwala uporządkować aparaturę, klawiaturę, akcesoria i elementy pomocnicze w obrębie jednego stanowiska. Konfiguracja obejmuje:

- 1 półkę o wymiarach 500x320 mm,
- 1 szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- 1 półkę o wymiarach 500x500 mm,
- 1 szafkę z drzwiami 500x500x413 mm wyposażoną w zamek,
- 2 uchwyty do prowadzenia.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wózka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Półki, szuflada i szafka są **stalowe, lakierowane na biało**, a blat posiada pogłębienie. Front szuflady oraz drzwi szafki lakierowane są na kolor zgodny z **paletą RAL**. Na kolor wg palety RAL lakierowane są również wybrane elementy dekoracyjne, w tym maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu oraz uchwyty do przetaczania.

Podstawa jest **stalowa** i posiada **osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym**. Wózek wyposażono w koła o średnicy **100 mm** w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, w tym **dwa koła z blokadą**.

Zastosowanie wózka pod aparaturę medyczną

Model AP2 może być wykorzystywany jako mobilne stanowisko pod aparaturę medyczną, urządzenia diagnostyczne oraz wyposażenie pomocnicze w gabinetach, pracowniach i innych placówkach medycznych. Zamykaną szafkę można wykorzystać do uporządkowania wybranych akcesoriów, a wysuwana półka pod klawiaturę ułatwia organizację stanowiska pracy przy

urządzeniach wymagających obsługi komputerowej.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP2
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-P(32)S(Y1)PD-50-120-ABS3-0000-0
Wymiary całkowite	620x585x1200 mm
Półka górna	500x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki górnej	450x270 mm
Szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę	500x500x85 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	430x225x40 mm
Półka dolna	500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki dolnej	450x450 mm
Szafka z drzwiami	500x500x413 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szafki	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szafki	460x480x355 mm
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Koła	Średnica 100 mm, 2 z blokadą
Konstrukcja stelaża	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Półki / szuflada / szafka	Stalowe, lakierowane na biało
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Kolorystyka	Elementy dekoracyjne, front szuflady i drzwi szafki wg palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

Ważne informacje

- Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm.
- Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę.
- Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.
- Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia.
- Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i podobne rozwiązania

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną z wysięgnikiem – 3 półki 450x320 mm](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z półką 450x320 mm](#)

FAQ

Czy ten wózek ma zamykaną szafkę?

Tak. Prezentowana konfiguracja wózka AP2 posiada szafkę z drzwiami o wymiarach 500x500x413 mm, wyposażoną w zamek.

Czy model AP2 ma półkę pod klawiaturę?

Tak. Wózek wyposażono w szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 500x500x85 mm, co ułatwia organizację stanowiska pracy przy aparaturze obsługiwanej komputerowo.

Jakie półki znajdują się w tej konfiguracji?

Model posiada jedną półkę o wymiarach 500x320 mm oraz drugą półkę o wymiarach 500x500 mm. Taki układ pozwala rozdzielić aparaturę, akcesoria i elementy robocze na dwóch poziomach.

Czy wózek można zamówić w innym kolorze niż biały?

Tak. Front szuflady, drzwi szafki oraz wybrane elementy dekoracyjne są lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Podstawa wyposażona jest w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, co ułatwia bezpieczne ustawienie wózka w wybranym miejscu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary