

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-p-1874.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą i wysięgnikiem kroplówki

Cena brutto	3 015,00 zł
Cena netto	2 791,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-S(1)-90-ABS3A2-0000-0-K6.3

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną z szufladą, koszykiem i wysięgnikiem kroplówki

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to mobilne wyposażenie do gabinetów, placówek diagnostycznych, zabiegowych i rehabilitacyjnych, zaprojektowane z myślą o wygodnym ustawieniu aparatury oraz akcesoriów pomocniczych. Model ten łączy kompaktową formę z funkcjonalnym wyposażeniem standardowym, dlatego sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się łatwy dostęp do urządzeń i dobra organizacja stanowiska pracy.

W standardzie wózek wyposażony jest w **1 szufladę 450 x 320 x 155 mm** (wysokość frontu 130 mm), **1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**, **1 koszyk na akcesoria 360 x 160 x 150 mm** oraz **1 wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki**. Taki zestaw ułatwia przechowywanie drobnego wyposażenia i uporządkowanie przestrzeni roboczej bez konieczności stosowania dodatkowych elementów zewnętrznych.

Konstrukcja dopasowana do codziennej pracy

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **dwa kanały montażowe po obu stronach**, co pozwala regulować położenie podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Jest to praktyczne rozwiązanie w placówkach, w których wózek trzeba dopasować do konkretnej aparatury medycznej lub sposobu pracy personelu.

Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się brudu. **Szuflada stalowa** jest lakierowana na biało, posiada pogłębienie oraz ścięte narożniki poprawiające wygodę użytkowania. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być wykonane **w kolorze zgodnym z paletą RAL**, co pozwala dopasować wygląd wózka do pozostałego wyposażenia gabinetu lub oddziału.

Mobilność i organizacja stanowiska

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona **wkoła o średnicy 75 mm**, w tym **dwa z blokadą**. Dzięki temu wózek można łatwo przemieszczać pomiędzy stanowiskami, a po ustawieniu w wybranym miejscu stabilnie zabezpieczyć przed przesuwaniem.

Model AP1 dobrze sprawdza się jako **wózek pod aparaturę medyczną z szufladą**, gdy potrzebne jest połączenie mobilności, łatwej organizacji akcesoriów i możliwości przyszłego dopasowania układu elementów bez ingerencji w konstrukcję.

Jakość wykonania i standard produkcji

Nasze wyroby produkujemy w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizujemy z zachowaniem **wymagań środowiskowych**. Dzięki temu wózek pod aparaturę medyczną spełnia oczekiwania placówek, które zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale również na powtarzalność wykonania i standard procesu produkcyjnego.

Najważniejsze zalety wózka pod aparaturę medyczną

- wyposażenie standardowe obejmujące szufladę, szynę instrumentalną, koszyk i wysięgnik kroplówki,
- regulacja położenia podzespółów bez wiercenia i dodatkowych przeróbek,
- kompaktowa konstrukcja odpowiednia do pracy z aparaturą medyczną,
- koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- front szuflady i elementy dekoracyjne dostępne w kolorach z palety RAL,
- produkcja w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485.

Dane techniczne

Model	AP1
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	510 x 520 x 900 mm
Wymiary szuflady	450 x 320 x 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wymiary powierzchni użytkowej blatu szuflady	400 x 270 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	375 x 270 x 105 mm
Koszyk na akcesoria	360 x 160 x 150 mm
Szyna instrumentalna	tak, z zabezpieczonymi narożnikami
Wysięgnik kroplówki	tak, głowica na dwa haczyki
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało
Szuflada	stalowa, lakierowana na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
Podstawa	stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	front szuflady i elementy dekoracyjne w kolorze wg palety RAL
Informacja dodatkowa	istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stojaki do kroplówek](#)
- [Meble medyczne](#)

FAQ

Czy wózek pod aparaturę medyczną AP1 ma wyposażenie w standardzie?

Tak. W standardzie model obejmuje szufladę 450 x 320 x 155 mm, szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami, koszyk na akcesoria 360 x 160 x 150 mm oraz wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki.

Czy w tym wózku można regulować położenie elementów bez wiercenia?

Tak. Profil nośny posiada dwa kanały montażowe po obu stronach, dzięki czemu można regulować położenie podzespółów bez wykonywania dodatkowych otworów w konstrukcji.

Jakie są wymiary wózka pod aparaturę medyczną?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510 x 520 x 900 mm. Szuflada ma wymiary 450 x 320 x 155 mm, a powierzchnia użytkowa szuflady wynosi 375 x 270 x 105 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek został wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa koła z blokadą, co ułatwia bezpieczne ustawienie go w miejscu pracy.

Czy można dobrać kolor frontu i elementów dekoracyjnych?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą zostać wykonane w kolorze zgodnym z paletą RAL. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

W oparciu o jaki standard jakości produkowany jest wózek?

Nasze wyroby produkujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizujemy z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary