

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-na-kolach-p-2724.html>



Wózek pod aparaturę medyczną 1060x500 z 3 szufladami

Cena brutto	10 900,00 zł
Cena netto	10 092,59 zł
Cena poprzednia	12 174,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Kod producenta	AP3-L(P5(3))R(S(Y1)2P)-106-100(LR140)-ABS

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną 1060x500 do organizacji stanowiska pracy

Ten model został zaprojektowany jako rozbudowane, mobilne stanowisko do pracy z aparaturą medyczną, komputerem oraz akcesoriami pomocniczymi. Najmocniejsze wyróżniki tej konfiguracji to blat 1060x500 mm, szafka z 3 szufladami, szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę oraz wyposażenie dodatkowe ułatwiające organizację przewodów, materiałów i odpadów.

Nie jest to prosty stolik pod aparaturę, ale bardziej zaawansowany wózek aparaturowy do zastosowań w gabinetach, pracowniach diagnostycznych i innych placówkach medycznych, w których liczy się jednocześnie mobilność, porządek i wygodny dostęp do wyposażenia.

Najważniejsze cechy modelu

- blat roboczy o wymiarach 1060x500 mm,
- szafka z 3 szufladami,
- szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę,
- szyna instrumentalna galeryjki z zabezpieczonymi narożnikami,
- 5 uchylnych pojemników,
- koszyk na akcesoria 360x160x150 mm,
- stelaż worka na odpady z pokrywą z tworzywa ABS,
- listwa zasilająca,
- 2 uchwyty do prowadzenia,
- koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą.

Wykonanie i funkcjonalność

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny ma 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicami ograniczającymi gromadzenie się zabrudzeń.

Blat, półki, szafka i szuflada pod klawiaturę są stalowe i lakierowane na biało. Blat, półki oraz szafka mają pogłębienie. Fronty szuflad są lakierowane na kolor zgodnie z paletą RAL. Na kolor wg palety RAL lakierowane są również wybrane elementy dekoracyjne i użytkowe, m.in. maskownice, zaślepki profilu, uchwyty do prowadzenia, koszyk oraz stelaż worka.

Podstawa jest stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym. Dzięki kołom w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm wózek można łatwo przemieszczać, a 2 koła z blokadą pomagają ustabilizować stanowisko w miejscu pracy.

Wypożażenie standardowe

- 1x szyna instrumentalna galeryjki z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1x zestaw 5 uchylnych pojemników,
- 1x koszyk na akcesoria 360x160x150 mm,
- 1x stelaż worka na odpady z pokrywą z tworzywa ABS,
- 1x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1x listwa zasilająca,
- 2x uchwyt do prowadzenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAR120-5
Wymiary całkowite wózka (z uchwytami)	1220 x 580 x 1400 mm
Wysokość od podłoża do blatu	1000 mm
Wymiary blatu	1060 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	1010 x 450 mm
Wymiary półki	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Wymiary szafki z 3 szufladami	500 x 500 x 413 mm
Wysokość frontów szuflad	3 x 130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szafki z szufladami	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Wymiary szuflady z wysuwaną półką pod klawiaturę	500 x 500 x 85 mm
Powierzchnia użytkowa półki pod klawiaturę	430 x 225 x 40 mm
Koła	średnica 100 mm, 2 koła z blokadą
Kolorystyka	fronty szuflad i elementy dekoracyjne lakierowane wg palety RAL; istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

Ważna informacja: materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) jest uzależniony od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Zastosowanie

Wózek sprawdzi się wszędzie tam, gdzie aparatura medyczna wymaga stabilnego blatu roboczego, miejsca na akcesoria oraz wygodnego dostępu do wyposażenia pomocniczego. Dzięki połączeniu dużego blatu, szuflad, półki pod klawiaturę, pojemników, koszyka i stelaża worka na odpady model ten dobrze sprawdza się jako mobilne stanowisko do pracy z urządzeniami diagnostycznymi i komputerowymi.

Wyrób jest wytwarzany w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

FAQ

Czy wózek ma miejsce na klawiaturę komputerową?

Tak. Model został wyposażony w szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 500x500x85 mm, a powierzchnia użytkowa półki pod klawiaturę wynosi 430x225x40 mm.

Czy można regulować położenie wybranych podzespołów?

Tak. Profil nośny ma 2 kanały montażowe po obu stronach, co pozwala regulować wysokość położenia podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów.

Czy w standardzie jest listwa zasilająca i pojemniki?

Tak. Wyposażenie standardowe obejmuje listwę zasilającą oraz zestaw 5 uchylnych pojemników, a także koszyk na akcesoria i stelaż worka na odpady.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Wózek jest wyposażony w koła o średnicy 100 mm, w tym 2 koła z blokadą, co ułatwia stabilne ustawienie stanowiska w wybranym miejscu.

Czy można dopasować kolor elementów?

Tak. Fronty szuflad oraz wybrane elementy dekoracyjne i użytkowe są lakierowane zgodnie z paletą RAL. Producent przewiduje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne](#)
- [Meble medyczne](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary