

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-z-szuflada-blatem-hpl-i-uchwytem-monitora-p-3507.html>



Wózek pod aparaturę medyczną z szufladą, blatem HPL i uchwytem monitora

Cena brutto	5 103,00 zł
Cena netto	4 725,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-01-S(1M3)-140-ABS 3A3

Opis produktu

Konfiguracja i wyposażenie wózka

Wózek pod aparaturę medyczną w tej konfiguracji został zaprojektowany z myślą o wygodnej organizacji stanowiska pracy w gabinetach, pracowniach i innych przestrzeniach medycznych. To model wyposażony w szufladę 450 x 320 x 155 mm, dwustronnie wysuwany blat HPL, 2 półki HPL, uchwyt monitora, szynę instrumentalną, koszyk na akcesoria oraz uchwyt do prowadzenia.

Najważniejszym wyróżnikiem tej wersji jest połączenie stalowej szuflady z pogłębieniem i ściętymi narożnikami z dwustronnie wysuwany blat z laminatu HPL. Dzięki temu wózek lepiej sprawdza się tam, gdzie liczy się szybki dostęp do podręcznych elementów i wygodne rozmieszczenie sprzętu oraz akcesoriów.

Najważniejsze cechy tej konfiguracji

- 1 szuflada 450 x 320 x 155 mm, wysokość frontu 130 mm
- dwustronnie wysuwany blat HPL
- 2 półki HPL 380 x 260 x 10 mm
- 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- 1 koszyk na akcesoria 360 x 160 x 150 mm
- 1 uchwyt monitora
- 1 uchwyt do prowadzenia
- podstawa na kołach o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą

Konstrukcja i materiały

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny posiada po obu stronach 2 kanały montażowe umożliwiające regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Szuflada jest stalowa, lakierowana na biało i wyposażona w wysuwany dwustronnie blat z laminatu HPL. Front szuflady lakierowany jest na kolor według palety RAL. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepka profilu, podkładka profilu, front szuflady, uchwyt do prowadzenia oraz koszyk, również mogą być lakierowane według palety RAL.

Redukcja uchwytu monitora lakierowana jest na biało. Podstawa stalowa posiada osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym i

została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Wymiary zewnętrzne	670 x 540 x 1400 mm
Wysokość od podłoża do blatu szuflady	1050 mm
Wymiary szuflady	450 x 320 x 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400 x 270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 270 x 105 mm
Powierzchnia użytkowa wysuwanego blatu HPL	250 x 250 mm
Półki HPL	2 x 380 x 260 x 10 mm
Szyna instrumentalna	1 szt., z zabezpieczonymi narożnikami
Koszyk na akcesoria	360 x 160 x 150 mm
Uchwyt monitora	1 szt.
Uchwyt do prowadzenia	1 szt.
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Podstawa	Stalowa, osłona z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, 2 z blokadą
Kolorystyka	Elementy dekoracyjne lakierowane według palety RAL; możliwe wykonanie elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Informacje dodatkowe i opcje

Opcjonalnie dostępny jest uchwyt do monitora na sprężynie gazowej z możliwością regulacji wysokości oraz kąta pochylenia. Zmiana na ten wariant ma wpływ na wysokość całkowitą wózka.

Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

FAQ

Czy w standardzie wózek ma uchwyt monitora?

Tak. W standardowym wyposażeniu znajduje się 1 uchwyt monitora. Opcjonalnie dostępny jest także uchwyt na sprężynie gazowej z regulacją wysokości i kąta pochylenia.

Jakie wymiary ma szuflada?

Szuflada ma wymiary 450 x 320 x 155 mm, a wysokość jej frontu wynosi 130 mm. Powierzchnia użytkowa szuflady to 375 x 270 x 105 mm.

Jakie półki znajdują się w standardowym wyposażeniu?

W standardzie wózek wyposażony jest w 2 półki HPL o wymiarach 380 x 260 x 10 mm.

Czy wózek ma dodatkowe miejsce na akcesoria?

Tak. Konfiguracja obejmuje koszyk na akcesoria o wymiarach 360 x 160 x 150 mm oraz szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami.

Czy można zmienić kolor elementów wózka?

Tak. Elementy dekoracyjne mogą być lakierowane według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Powiązane kategorie i podobne produkty

Jeśli szukasz innych rozwiązań do organizacji aparatury i akcesoriów w gabinecie, zobacz także kategorię [stolików pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz pozostałe [wózki medyczne](#) dostępne w ofercie SaleMED.

- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 – 1 szuflada, 1 półka](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP2 – 3 półki 500x500 mm](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP3 z uchwytem monitora i półką boczną](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary