

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-z-szuflada-p-1876.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 - 1 szuflada, 1 półka

Cena brutto	2 962,00 zł
Cena netto	2 742,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-02-S(1)P-90-ABS3A2-000

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą, półką i szyną instrumentalną

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to kompaktowe rozwiązanie do gabinetów, pracowni diagnostycznych i innych placówek medycznych, w których liczy się wygodne ustawienie aparatury oraz dobra organizacja akcesoriów. Produkt jest dostępny w kategorii [stolików pod aparaturę diagnostyczną](#) i stanowi praktyczne uzupełnienie oferty w dziale [meble medyczne](#). Ten wariant został wyposażony w **1 szufladę, 1 półkę** oraz **1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**, dzięki czemu dobrze sprawdza się jako mobilne stanowisko do codziennej pracy.

Konstrukcja wózka AP1 została oparta na **stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespółów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą, która ogranicza gromadzenie się brudu i ułatwia utrzymanie wózka w czystości.

Półka i szuflada są stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem oraz ściętymi narożnikami. **Front szuflady** i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z **paletą RAL**, co pozwala lepiej dopasować wózek do wyposażenia wnętrza. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona w **4 koła o średnicy 75 mm**, w tym **2 z blokadą**. Takie rozwiązanie ułatwia przemieszczanie wózka AP1 oraz jego stabilne ustawienie w miejscu pracy.

Dane techniczne

Model	AP1
Typ produktu	wózek pod aparaturę medyczną
Wyposażenie	1 x szuflada, 1 x półka, 1 x szyna instrumentalna
Wymiary wózka	510 x 520 x 900 mm
Wymiary szuflady	450 x 320 x 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 270 x 105 mm
Wymiary półki	450 x 320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400 x 270 mm
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało
Półka i szuflada	stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami
Podstawa	stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, 2 koła z blokadą

Kolorystyka	front szuflady i elementy dekoracyjne w kolorze wg palety RAL; możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm

Zastosowanie wózka AP1

Model AP1 sprawdza się jako wózek pod aparaturę medyczną w gabinetach, punktach diagnostycznych i placówkach, które potrzebują kompaktowego, mobilnego stanowiska roboczego. Szuflada ułatwia przechowywanie drobnych akcesoriów, półka daje miejsce na urządzenie lub dodatkowe wyposażenie, a szyna instrumentalna zwiększa funkcjonalność całego stanowiska. W ofercie SaleMED model ten naturalnie wpisuje się w grupę [stolików pod aparaturę diagnostyczną](#).

Jakość produkcji

Nasze wyroby produkujemy w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizujemy z zachowaniem **wymagań środowiskowych**. Dzięki temu wózek AP1 powstaje z naciskiem na powtarzalność wykonania, jakość i odpowiedzialny proces produkcji.

Ważne informacje

Materiał maskownicy i zaślepki może być uzależniony od wybranego koloru RAL oraz wyposażenia. Wymiary należy traktować z tolerancją produkcyjną wynoszącą +/- 10 mm.

Powiązane kategorie

- [Meble medyczne](#)
- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)

FAQ

Co zawiera standardowe wyposażenie modelu AP1?

Wózek AP1 w tej konfiguracji zawiera 1 szufladę, 1 półkę oraz 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami.

Jakie są wymiary wózka AP1?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510 x 520 x 900 mm. Producent dopuszcza tolerancję wymiarów na poziomie +/- 10 mm.

Czy w modelu AP1 można regulować położenie podzespołów?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Czy front szuflady może być wykonany w innym kolorze?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Jakie koła posiada wózek AP1?

Wózek AP1 został wyposażony w 4 koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą, co ułatwia przemieszczanie i stabilne ustawienie wózka.

Z jakich materiałów wykonano wózek AP1?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało, półkę i szufladę ze stali lakierowanej na biało, a podstawę ze stali z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski

, RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary
Kolor podstawy TMBY: biały , szary