

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-z-wyposazeniem-p-2723.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP3 z uchwytem monitora i półką boczną

Cena brutto	11 200,00 zł
Cena netto	10 370,37 zł
Cena poprzednia	12 566,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Kod producenta	AP3-L(S(Y1)P)R(S(1)PS(1))-106-100(LC140)

Opis produktu

Rozbudowane stanowisko aparaturowe 1060x500 do monitora, klawiatury i akcesoriów

Ten **wózek pod aparaturę medyczną** został zaprojektowany jako rozbudowane, mobilne stanowisko pracy do obsługi aparatury, monitora, klawiatury i akcesoriów pomocniczych. Dzięki dużemu blatowi 1060x500 mm oraz dodatkowemu wyposażeniu model dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się ergonomia, porządek w przewodach i wygodny dostęp do urządzeń podczas codziennej pracy.

Najważniejsze cechy modelu

- duży blat roboczy o wymiarach 1060x500 mm,
- szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- 2 półki 500x500 mm,
- 2 szuflady 500x500x155 mm,
- uchwyt monitora na sprężynie gazowej,
- półka pod aparaturę 345x295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,
- wysięgnik dwuprzegubowy ze stali kwasoodpornej zakończony głowicą,
- 3 elementy podtrzymujące przewody,
- 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami,
- 2 uchwyty do prowadzenia.

Zastosowanie

Model jest dobrym wyborem do placówek medycznych, gabinetów diagnostycznych i stanowisk roboczych, w których jedna konstrukcja ma łączyć funkcję **wózka aparaturowego**, miejsca na monitor, organizacji przewodów oraz przechowywania akcesoriów. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują bardziej rozbudowanego stanowiska niż standardowy stolik pod aparaturę.

Wykonanie

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co pozwala regulować wysokość położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe są zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.

Blat, półki i szuflady są stalowe, lakierowane na biało. Blat, półki i szuflada mają pogłębienie. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne lakierowane są według palety RAL. Podstawa stalowa z osłoną z białego tworzywa ABS została wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego (z uchwytami)	1220x580x1400 mm
Wysokość od podłoża do blatu	1000 mm
Wymiary blatu	1060x500 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	1010x450 mm
Szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę	500x500x85 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady pod klawiaturę	430x225x40 mm
Półki	2 x 500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450x450 mm
Szuflady	2 x 500x500x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x450x105 mm
Półka pod aparaturę	345x295 mm, płynna regulacja wysokości i obrotu
Uchwyt monitora	na sprężynie gazowej
Wysięgnik	dwuprzegubowy, stal kwasoodporna
Elementy prowadzenia przewodów	3 elementy podtrzymujące przewody, 2 szyny instrumentalne
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Koła	100 mm, 2 z blokadą
Kolorystyka	fronty szuflad i elementy dekoracyjne według palety RAL

Tolerancja wymiarów wynosi +/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL.

Informacja o produkcji

Wyrób powstaje w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne z wyposażeniem](#)
- [Stoliki pod aparaturę medyczną](#)

FAQ

Czy ten wózek ma miejsce na monitor i klawiaturę?

Tak. Model wyposażono w uchwyt monitora na sprężynie gazowej oraz szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 500x500x85 mm.

Czy wózek ma dodatkową półkę pod aparaturę?

Tak. W standardzie znajduje się półka pod aparaturę o wymiarach 345x295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu.

Jakie są główne wymiary tego wózka pod aparaturę medyczną?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego, z uchwytami, wynoszą 1220x580x1400 mm. Wysokość od podłoża do blatu to 1000 mm, a sam blat ma wymiar 1060x500 mm.

Czy ten model ułatwia organizację przewodów?

Tak. Wózek ma 3 elementy podtrzymujące przewody oraz 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami, co pomaga uporządkować stanowisko pracy.

Czy można dobrać kolor elementów dekoracyjnych?

Tak. Fronty szuflad i elementy dekoracyjne są lakierowane według palety RAL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary