

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-medyczna-z-wysiegnikiem-p-2530.html>

## Wózek pod aparaturę medyczną z wysięgnikiem - 3 półki 450x320 mm

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 370,00 zł</b>                                           |
| Cena netto       | <b>3 120,37 zł</b>                                           |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                                           |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-AP-1 z wyp</b>                                    |
| Kod producenta   | <b>AP1-03-3P-90-ABS3A1-000-K6.3-W<br/>WKP1.02.UG1.G(20)2</b> |

### Opis produktu

### Zastosowanie i najważniejsze cechy modelu

**Wózek pod aparaturę medyczną z wysięgnikiem - 3 półki 450x320 mm** to mobilny model przeznaczony do organizacji aparatury medycznej, akcesoriów i przewodów w gabinecie, pracowni diagnostycznej oraz przestrzeni zabiegowej. Ten wariant wyróżnia się układem **3 stalowych półek, wysięgnikiem dwuprzegubowym zakończonym głowicą, 2 elementami podtrzymującymi przewody** oraz **szyną instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami**.

Konstrukcję oparto na **profilu aluminiowym lakierowanym na biało**. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację położenia montowanych podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i ułatwia utrzymanie porządku.

### Wypożyczenie standardowe

- 3 półki stalowe 450x320 mm, lakierowane na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami,
- 1 wysięgnik dwuprzegubowy zakończony głowicą,
- 2 elementy podtrzymujące przewody,
- 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą.

### Konstrukcja i zastosowanie

Półki zapewniają miejsce na urządzenia i akcesoria, a wysięgnik oraz elementy podtrzymujące przewody pomagają uporządkować prowadzenie okablowania przy stanowisku pracy. To ważne szczególnie tam, gdzie mobilność wózka trzeba połączyć z czytelnym układem wyposażenia i wygodnym dostępem do aparatury.

Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, podkładka profilu i redukcja wysięgnika, mogą być lakierowane na kolor według palety RAL. Producent przewiduje również możliwość wykonania wybranych elementów białych w kolorze szarym.

### Dane techniczne

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Typ produktu  | Wózek pod aparaturę medyczną z wysięgnikiem |
| Układ półek   | 3 półki stalowe                             |
| Wymiary półki | 450x320 mm                                  |

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia użytkowa półki | 400x270 mm                                                                       |
| Wymiary wózka               | 510x520x900 mm                                                                   |
| Tolerancja wymiarów         | +/- 10 mm                                                                        |
| Stelaż                      | Profil aluminiowy lakierowany na biało                                           |
| Podstawa                    | Stalowa, z osłoną ABS w kolorze białym                                           |
| Koła                        | Srednica 75 mm, w tym 2 z blokadą                                                |
| Wypożazenie                 | Wysięgnik dwuprzegubowy, 2 elementy podtrzymujące przewody, szyna instrumentalna |
| Kolorystyka                 | Biały; elementy dekoracyjne według palety RAL                                    |
| Opcja wykonania             | Mozliwość wykonania wybranych elementów białych w kolorze szarym                 |

## Co odróżnia ten model od innych stolików i wózków pod aparaturę?

Ten wariant nie jest prostym stolikiem pod aparaturę medyczną. To **mobilny wózek aparaturowy** z trzema półkami, wysięgnikiem dwuprzegubowym i szyną instrumentalną, czyli konfiguracją nastawioną na uporządkowanie urządzeń oraz przewodów w codziennej pracy. To ważne odróżnienie względem modeli z szufladami, wysuwanym blatem lub uproszczonym układem półek.

Zobacz także: [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#), [wózki medyczne](#) oraz [stojaki pod aparaturę medyczną](#).

Wyroby są produkowane w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485.

## FAQ

### Czy to jest wózek czy stół pod aparaturę medyczną?

Rekomendowana nazwa główna to wózek pod aparaturę medyczną, ponieważ produkt ma mobilną konstrukcję, 3 półki, wysięgnik oraz szynę instrumentalną. W praktyce może być także wyszukiwany jako stół pod aparaturę medyczną.

### Co wchodzi w skład wyposażenia standardowego?

W standardzie znajdują się 3 półki stalowe 450x320 mm, 1 wysięgnik dwuprzegubowy zakończony głowicą, 2 elementy podtrzymujące przewody oraz 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami.

### Jakie są dokładne wymiary wózka i półek?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 510x520x900 mm. Wymiary półki to 450x320 mm, a powierzchnia użytkowa półki 400x270 mm. Producent podaje tolerancję wymiarów +/- 10 mm.

### Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek jest wyposażony w koła o średnicy 75 mm, z czego 2 mają blokadę, co ułatwia stabilne ustawienie produktu w miejscu pracy.

### Czy można zamówić elementy w kolorze innym niż biały?

Tak. Elementy dekoracyjne mogą być wykonane według palety RAL, a producent dopuszcza również możliwość wykonania wybranych elementów białych w kolorze szarym.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor elementów dekoracyjnych T:** RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary