

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparature-z-wysuwany-m-blatem-p-3078.html>

Wózek pod aparaturę medyczną z dwustronnie wysuwany-m blatem HPL

Cena brutto	4 708,00 zł
Cena netto	4 359,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP-3z reg.sp-gaz
Kod producenta	AP1-02-B(M3)S(1)-75-AB S3A2-0000-SG(A)-K6

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną z dwustronnie wysuwany-m blatem HPL, szufladą i koszykiem to model przeznaczony do pracy z aparaturą medyczną i diagnostyczną tam, gdzie liczy się mobilność, łatwe utrzymanie czystości oraz możliwość dopasowania wysokości do stanowiska pracy. Konstrukcja łączy **blat 450x400 mm, dwustronnie wysuwany blat HPL, szufladę, koszyk na akcesoria** oraz **uchwyt do prowadzenia**, dzięki czemu sprawdza się jako funkcjonalny wózek pomocniczy do gabinetu, pracowni i placówki medycznej.

Najważniejsze cechy modelu

- **Blat 450x400 mm** z powierzchnią użytkową 400x350 mm.
- **Dwustronnie wysuwany blat HPL** o powierzchni użytkowej 250x170 mm, zapewniający dodatkowe miejsce robocze bez zwiększania gabarytów wózka.
- **Szuflada 450x320x155 mm** z frontem o wysokości 130 mm.
- **Koszyk na akcesoria 295x95x85 mm** oraz **uchwyt do prowadzenia** w standardzie.
- **Regulacja wysokości 750-1050 mm** za pomocą sprężyny gazowej, uruchamianej **pedałem nożnym**.
- **4 koła o średnicy 75 mm**, w tym **2 z blokadą**.
- **Stelaż z profilu aluminiowego** z 2 kanałami montażowymi po obu stronach, umożliwiającymi zmianę położenia podzespołów bez wykonywania otworów.
- **Maskownice kanałów montażowych** ograniczające gromadzenie się brudu.
- **Kolor frontu szuflady i elementów dekoracyjnych** do wyboru z palety RAL.
- Możliwość wykonania elementów białych również **w kolorze szarym**.

Co odróżnia ten wózek od innych modeli w kategorii

Ten model nie jest klasycznym wózkiem 3-półkowym ani wersją z elektryczną regulacją wysokości. Jego najmocniejszym wyróżnikiem jest połączenie **kompaktowego blatu głównego, dwustronnie wysuwanego blatu HPL, jednej szuflady, koszyka i gazowej regulacji wysokości**. Dzięki temu karta może być pozycjonowana bardziej precyzyjnie niż szerokie i bardziej ogólne modele z tej samej kategorii.

Wykonanie i ergonomia pracy

Wózek został wykonany na **stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów oraz ewentualną rozbudowę bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały osłonięte maskownicą, która ogranicza odkładanie się zabrudzeń.

Błat i szuflada są stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem i ściętymi narożnikami, natomiast dodatkowy blat wysuwany wykonano z **laminatu HPL**. Podstawa stalowa posiada **osłonę z tworzywa ABS** w kolorze białym. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice, zaślepka profilu, podkładka profilu, front szuflady, uchwyt do prowadzenia i koszyk, lakierowane są na kolor zgodny z wybraną paletą RAL.

Dane techniczne

Numer katalogowy	SM-IMBY-AP-3z req.sp-gaz
Kod producenta	AP1-02-B(M3)S(1)-75-ABS3A2-0000-SG(A)-K6
Wymiary całkowite	510x520x750-1050 mm
Błat główny	450x400 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	400x350 mm
Dwustronnie wysuwany blat HPL – powierzchnia użytkowa	250x170 mm
Szuflada	450x320x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	400x270 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x270x105 mm
Koszyk na akcesoria	295x95x85 mm
Uchwyt do prowadzenia	1 szt. w standardzie
Zakres regulacji wysokości	750-1050 mm
Sposób regulacji	Sprężyna gazowa, pedał nożny
Koła	4 koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą
Konstrukcja	Stelaż z profilu aluminiowego, podstawa stalowa z osłoną ABS
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Informacja dodatkowa	Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym. Materiał maskownicy i zaślepki zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Informacje producenta

Model wykonywany jest w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych. To ważna informacja dla placówek, które szukają wyposażenia medycznego z czytelnie opisaną specyfikacją techniczną i powtarzalnym standardem wykonania.

FAQ

Czy wysuwany blat HPL wysuwa się na obie strony?

Tak. Model wyposażono w **dwustronnie wysuwany blat HPL**. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 250x170 mm.

Jaki jest zakres regulacji wysokości wózka?

Wysokość regulowana jest w zakresie **750-1050 mm** za pomocą **sprężyny gazowej uruchamianej pedałem nożnym**.

Czy wózek ma szufladę i koszyk na akcesoria?

Tak. W standardzie znajduje się **1 szuflada 450x320x155 mm** oraz **1 koszyk na akcesoria 295x95x85 mm**.

Czy można zmienić kolor frontu szuflady i elementów dekoracyjnych?

Tak. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne lakierowane są **na kolor wg palety RAL**. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy położenie podzespołów można regulować bez wiercenia otworów?

Tak. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, które umożliwiają regulację położenia podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów.

Powiązane kategorie i produkty

- [Zobacz wszystkie stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Sprawdź model AP2 z 3 półkami 500x500 mm](#)

-
- [Porównaj z modelem 4-półkowym G-005](#)
 - [Zobacz także wersję z elektryczną regulacją wysokości](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary