

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-aparaty-medyczne-p-3168.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 1 szufladą i 1 półką

Cena brutto	3 585,00 zł
Cena netto	3 319,44 zł
Cena poprzednia	3 615,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-02-S(1)P-50-80-ABS 3-0000-0-K8.3

Opis produktu

Kompaktowa konfiguracja AP2: 1 szuflada i 1 półka

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 w konfiguracji **1 szuflada + 1 półka** to kompaktowe rozwiązanie do gabinetów, pracowni diagnostycznych, punktów zabiegowych i innych stanowisk, gdzie potrzebne jest stabilne miejsce na aparaturę oraz wygodny dostęp do akcesoriów. Ten wariant został zaprojektowany jako **zwarty stolik aparaturowy**, bez rozbudowy o półkę pod klawiaturę, uchwyt monitora czy dodatkowe moduły.

Konstrukcja opiera się na **lakierowanym na biało stelażu z profilu aluminiowego**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Najważniejsze cechy konstrukcyjne

- **1 szuflada 500 x 500 x 155 mm** (wysokość frontu 130 mm),
- **1 półka 500 x 500 mm**,
- szuflada i półka wykonane ze **stali lakierowanej na biało**, z pogłębieniem,
- front szuflady oraz elementy dekoracyjne lakierowane na **kolor wg palety RAL**,
- **stalowa podstawa** z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,
- **4 koła o średnicy 100 mm**, w tym 2 z blokadą,
- regulacja położenia podzespołów dzięki dwóm kanałom montażowym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP2
Wymiary całkowite	620 x 585 x 800 mm
Szuflada	500 x 500 x 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm

Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Półka	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Maskownice kanałów	Zaślepione, zabezpieczające przed gromadzeniem się brudu
Materiał szuflady i półki	Stal lakierowana na biało
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Ø 100 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne wg palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
System jakości	Model wykonywany w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Tolerancja wymiarów dotyczy szerokości, głębokości i wysokości. Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia.

Kolorystyka i konfiguracja

Front szuflady oraz elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu i front szuflady, mogą być wykonane w kolorze zgodnym z paletą RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Dostępne szerokości półki: **450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm**. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz jego cenę.

Zastosowanie w gabinecie i placówce medycznej

Model AP2 w tej konfiguracji sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest **mobilny, kompaktowy wózek aparaturowy** do codziennej pracy z aparaturą medyczną. To dobry wybór do gabinetów lekarskich, pracowni diagnostycznych, punktów zabiegowych i placówek medycznych, w których liczy się wygodna organizacja sprzętu oraz łatwe przemieszczanie stanowiska.

Dlaczego warto wybrać ten wariant AP2?

W porównaniu z bardziej rozbudowanymi modelami ta wersja skupia się na podstawowej, najbardziej praktycznej konfiguracji: **1 szuflada + 1 półka**. Dzięki temu karta produktu trafia dokładnie w potrzeby użytkowników szukających kompaktowego wózka pod aparaturę medyczną bez dodatkowych elementów, takich jak uchwyt monitora, półka pod klawiaturę czy szafka zamykana.

Powiązane kategorie i inne konfiguracje

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne](#)
- [Stojaki pod aparaturę medyczną](#)
- [Wózek AP2 z 3 półkami i szufladą](#)
- [Wózek AP2 z szafką zamykaną](#)

FAQ

Czy ten model ma półkę pod klawiaturę lub uchwyt monitora?

Nie. Ten wariant AP2 ma konfigurację 1 szuflady + 1 półka i nie jest wyposażony w półkę pod klawiaturę, uchwyt monitora ani dodatkową zabudowę komputerową.

Jakie są dokładne wymiary wózka?

Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 620 x 585 x 800 mm. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 10 mm.

Czy można regulować położenie elementów wyposażenia?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Czy kolor frontu szuflady można dopasować do wnętrza placówki?

Tak. Front szuflady oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy zmiana szerokości półki wpływa na cenę i wymiary?

Tak. Dostępne są szerokości półki 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm, a zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę końcową.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary