

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-pod-urzadzenia-medyczne-p-3167.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 1 szufladą i 1 półką

Cena brutto	3 758,00 zł
Cena netto	3 479,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-02-S(1)P-50-80-ABS 3-0000-0-K8.3-W

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 1 szufladą i 1 półką to kompaktowa konfiguracja mobilnego stanowiska do aparatury medycznej, przeznaczona do gabinetów, pracowni diagnostycznych, punktów zabiegowych i innych placówek, w których liczy się wygodny dostęp do sprzętu oraz uporządkowanie przewodów i akcesoriów. Ten wariant został oparty na prostej, funkcjonalnej konfiguracji: **1 szuflada 500 x 500 x 155 mm** oraz **1 półka 500 x 500 mm**, a także wyposażenie standardowe obejmujące listwę zasilającą i klipsy do przewodów.

W odróżnieniu od bardziej rozbudowanych modeli AP2 z półką pod klawiaturę, dodatkowymi półkami lub uchwytem monitora, ten wariant został zaprojektowany jako **zwarty wózek aparaturowy** do codziennej pracy ze sprzętem medycznym, bez rozbudowy o elementy IT.

Najważniejsze cechy modelu AP2

- 1 x szuflada stalowa 500 x 500 x 155 mm z pogłębieniem,
- 1 x półka stalowa 500 x 500 mm,
- 1 x listwa zasilająca w standardzie,
- 1 x klips do przewodów w standardzie,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- podstawa stalowa z osłoną ABS w kolorze białym,
- koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą,
- front szuflady i elementy dekoracyjne lakierowane według palety RAL.

Wyposażenie standardowe

- 1 x szuflada 500 x 500 x 155 mm (wysokość frontu 130 mm),
- 1 x półka 500 x 500 mm,
- 1 x listwa zasilająca,
- 1 x klips do przewodów.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wózka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń, co ma znaczenie w codziennej eksploatacji w środowisku medycznym. Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny

z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Szuflada i półka są stalowe oraz lakierowane na biało. **Front szuflady**, podobnie jak wybrane elementy dekoracyjne, wykonywany jest w kolorze z **palety RAL**. Adapter listwy sieciowej jest lakierowany na biało, a klips do przewodów wykonano z tworzywa w kolorze szarym. Podstawa stalowa z osłoną ABS zapewnia stabilność, a koła w obudowie z tworzywa sztucznego ułatwiają sprawne przemieszczanie wózka.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP2
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-02-S(1)P-50-80-ABS3-0000-0-K8.3-W
Wymiary całkowite	620 x 585 x 800 mm
Szuflada	500 x 500 x 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Półka	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Wypożazenie standardowe	Listwa zasilająca, klips do przewodów
Podstawa	Stalowa z osłoną ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 100 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Front szuflady i elementy dekoracyjne wg palety RAL; możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm (zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę)
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
System jakości	Model wykonywany w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Zastosowanie

Model AP2 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest **mobilne stanowisko dla aparatury medycznej**, z wygodnym miejscem na akcesoria i uporządkowanym prowadzeniem przewodów. To dobry wybór do gabinetów lekarskich, pracowni diagnostycznych, punktów zabiegowych, rehabilitacji oraz innych placówek, w których liczy się mobilność, łatwa organizacja stanowiska i możliwość dopasowania kolorystyki do wnętrza.

Powiązane kategorie i konfiguracje

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stojaki pod aparaturę medyczną](#)
- [Model AP2 z półką pod klawiaturę](#)
- [Wózek aparaturowy AP2 do pokoju zabiegowego – 3 półki i szuflada](#)
- [Wózek pod aparaturę medyczną z półką na komputer](#)

FAQ

Czy wózek ma w standardzie listwę zasilającą?

Tak. W wyposażeniu standardowym jest jedna listwa zasilająca oraz 1 klips do przewodów.

Czy ten model ma półkę pod klawiaturę?

Nie. Ten wariant AP2 ma konfigurację 1 szuflada + 1 półka. Jeśli potrzebujesz wersji z półką pod klawiaturę, warto wybrać inną konfigurację AP2 z oferty.

Jakie są wymiary wózka?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 620 x 585 x 800 mm, przy tolerancji wymiarów +/- 10 mm.

Czy można zmienić kolor wózka?

Tak. Front szuflady i elementy dekoracyjne wykonywane są według palety RAL. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy zmiana szerokości półki wpływa na produkt?

Tak. Dostępne są różne szerokości półki, a ich zmiana wpływa na całkowite wymiary wózka oraz jego cenę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary