

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-3-szuflady-p-3242.html>



Wózek reanimacyjny - 3 szuflady

Cena brutto	10 777,00 zł
Cena netto	9 978,70 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-30
Kod producenta	REN-30R-B(ST)S(ST)F(ST) P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek Reanimacyjny - 3 Szuflady z Wyposażeniem | Profesjonalny Sprzęt Medyczny

Szukasz niezawodnego **wózka reanimacyjnego** dla swojego oddziału ratunkowego, SOR-u czy gabinetu zabiegowego? Nasz **wózek reanimacyjny z wyposażeniem** to idealne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, mobilność i ergonomię. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, spełnia wszystkie standardy i jest doskonałym wyborem do wyposażenia medycznego.

Cechy produktu:

- **3 szuflady** z frontami o wysokości 3x234 mm, z **samodociągiem** i cichym zamknięciem
- **Błat stalowy** z pogłębieniem, malowany proszkowo, zabezpieczony bandami o wysokości 50 mm
- **Wysuwany blat boczny**, lakierowany proszkowo, idealny do przechowywania dodatkowych narzędzi
- **Stalowa konstrukcja** w kolorze według palety RAL, z elementami wygłuszającymi i minimalizującymi wibracje
- Wyposażony w **4 odcinki szyny instrumentalnej**, kosz kolanowy, pojemnik na zużyte igły, wieszak na kroplówkę oraz **półkę pod defibrylator** z regulacją wysokości i obrotu

Kompleksowe Wyposażenie:

- Pojemnik na narzędzia: 325x175x40 mm
- Kosz kolanowy
- Wieszak na kroplówkę
- **Uchwyt do butli tlenowej**
- **Deska do RKO** z odpornego tworzywa sztucznego
- **Półka pod defibrylator** o wymiarach 345x295 mm, regulowana wysokość i obrót

Mobilność i bezpieczeństwo:

Wózek jest wyposażony w solidną podstawę z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwa koła z blokadą, co zapewnia stabilność i łatwość manewrowania. Dodatkowo, **uchwyty do pojemnika na zużyte igły** i narzędzia wykonane są ze stali kwasoodpornej, co gwarantuje higienę i trwałość.

Zastosowanie:

Idealny do użytku w szpitalach, klinikach i innych placówkach medycznych, gdzie szybki dostęp do sprzętu ratunkowego i medycznego jest kluczowy. Nasz **wózek reanimacyjny** ułatwia pracę personelu medycznego, zapewniając szybki dostęp do

niezbędnych narzędzi podczas akcji ratunkowych.

Dane techniczne:

- Wymiary wózka: 650x550x1000 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Powierzchnia użytkowa szuflad: 525x440x209 mm

Zainwestuj w **profesjonalny wózek reanimacyjny** i zapewnij najwyższy standard opieki w swojej placówce. Nasze **sprzęty medyczne** są gwarancją jakości i niezawodności.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)