

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-4-szuflady-p-3245.html>



Wózek reanimacyjny - 4 szuflady

Cena brutto	9 570,00 zł
Cena netto	8 861,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-40
Kod producenta	REN-40R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek reanimacyjny - 4 szuflady, kompleksowe wyposażenie dla placówek medycznych

Wózek reanimacyjny z czterema szufladami to niezbędny element wyposażenia każdej placówki medycznej, takiej jak szpital, OIOM czy oddział ratunkowy. Wysoka jakość wykonania oraz przemyślane rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że ten wózek reanimacyjny zapewnia szybki dostęp do niezbędnych narzędzi i leków w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji.

Wyposażenie i funkcjonalność wózka reanimacyjnego

Wózek został wyposażony w cztery szuflady o wysokościach frontów: **3x156 mm** oraz **1x234 mm**, co pozwala na efektywne rozmieszczenie sprzętu medycznego. Powierzchnia użytkowa szuflad to **525x440 mm**, a ich głębokość różni się w zależności od wysokości frontu: **140 mm** (dla szuflad 3x156 mm) oraz **209 mm** (dla szuflady z frontem 234 mm). Wózek posiada również **stalowy, lakierowany proszkowo blat boczny**, który można wygodnie wysunąć, co zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą.

Standardowe wyposażenie wózka obejmuje:

- **2x odcinki szyny instrumentalnej** z zabezpieczonymi narożnikami,
- **1x koszyk na akcesoria** o wymiarach 295x95x85 mm,
- **1x kosz kolanowy** na odpady,
- **1x wieszak na kroplówkę** z regulacją wysokości,
- **1x półka pod defibrylator** o wymiarach 345x295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,
- **1x deska do RKO**, wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego.

Solidne wykonanie i wytrzymałość

Wózek reanimacyjny został wykonany z wysokiej jakości stali, lakierowanej proszkowo na biało, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Blat wózka posiada pogłębienie, co ułatwia organizację pracy, a dodatkowo jest otoczony bandami w kolorze frontów (50 mm), co zapobiega zsuwaniu się przedmiotów podczas transportu.

Korpus szafki został wyposażony w **materiał wygłuszający**, który minimalizuje wibracje i zapewnia cichą pracę. Dzięki

przewodnicom szuflad z samodociąganiem, dostęp do zawartości jest szybki i łatwy, co jest kluczowe w sytuacjach nagłych.

Podstawa wózka wyposażona jest w solidne **koła o średnicy 125 mm**, w tym dwa z blokadą, co umożliwia swobodne przemieszczanie wózka, a jednocześnie zapewnia jego stabilność na miejscu. Odboje umieszczone na podstawie chronią wózek przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wymiary wózka reanimacyjnego

- Wymiary bez wyposażenia opcjonalnego: **650x550x1000 mm**,
- Wymiary szafki: **600x500x805 mm**.

Zastosowanie wózka reanimacyjnego

Dzięki zaawansowanemu wyposażeniu i solidnej konstrukcji, ten wózek reanimacyjny doskonale sprawdzi się w każdej placówce medycznej. Jego funkcjonalność pozwala na przechowywanie i szybki dostęp do najważniejszych narzędzi reanimacyjnych, takich jak leki, defibrylator, narzędzia do intubacji czy inne akcesoria medyczne. Wózek reanimacyjny jest nieocenionym wsparciem w sytuacjach nagłych, gdy każda sekunda ma znaczenie.

Gdzie kupić wózek reanimacyjny?

Wózek reanimacyjny 4-szufladowy dostępny jest w naszym sklepie medycznych online, które oferuje szeroki asortyment wyposażenia medycznego. Kupując wózek reanimacyjny w **sklepie medycznym**, warto zwrócić uwagę na certyfikaty jakości, gwarancję oraz możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia opcjonalnego.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)