

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-blat-abs-p-3241.html>



Wózek reanimacyjny - blat ABS

Cena brutto	9 850,00 zł
Cena netto	9 120,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-3W0
Kod producenta	REN-3W0R-B(ABS3)S(ST) F(ST)P(ABS3)-0000-K12. 3-W

Opis produktu

Wózek Reanimacyjny z Blatem ABS - Idealne Wyposażenie Medyczne

Szukasz profesjonalnego sprzętu medycznego, który zapewni Ci najwyższy standard podczas reanimacji? Nasz **wózek reanimacyjny z blatem ABS** to doskonały wybór dla placówek medycznych, szpitali i klinik. Zapewnia funkcjonalność, trwałość i komfort w każdej sytuacji.

Najważniejsze cechy naszego wózka reanimacyjnego:

- **Blat ABS:** Wysokiej jakości biały blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony bandami o wysokości 40 mm, gwarantuje łatwe utrzymanie czystości i odporność na uszkodzenia.
- **Szafka z 3 szufladami:** Stalowa, lakierowana proszkowo na biało, z frontem lakierowanym na kolor z palety RAL. Prowadnice szuflad z samodociąganiem, a korpus wyposażony w materiał wygłuszający, który minimalizuje wibracje i nie chłonie wilgoci.
- **Otwarta przestrzeń użytkowa:** Wysoka na 210 mm, zapewniająca wygodny dostęp do niezbędnych akcesoriów medycznych.
- **Blat boczny:** Wysuwany, stalowy lakierowany proszkowo, dodający dodatkową powierzchnię roboczą.

Wyposażenie wózka reanimacyjnego:

- **4x odcinki szyny instrumentalnej** z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem.
- **Koszyk na akcesoria** stalowy lakierowany proszkowo (295x95x85 mm).
- **Pojemnik na zużyte igły** z tworzywa sztucznego z pokrywą w obudowie drucianej.
- **Kosz na odpady** z tworzywa sztucznego z pokrywą w obudowie drucianej.
- **Półka pod defibrylator** z regulacją wysokości i obrotu (345x295 mm).
- **Uchwyt do butli z tlenem** i **deska do RKO** wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego.
- **Wieszak na kropłówki.**

Solidna konstrukcja i mobilność:

- **Podstawa stalowa** z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą.
- **Uchwyt do pojemnika na zużyte igły** wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Wymiary:

- **Wózek bez wyposażenia opcjonalnego:** 670x570x1000 mm

-
- **Szafka:** 600x500x805 mm
 - **Powierzchnia użytkowa szuflady:** 525x440x140 mm
 - **Wnęka użytkowa:** 510x475x210 mm

Dodatkowo, istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, aby wózek lepiej dopasował się do wystroju Twojej placówki.

Zainwestuj w **wózek reanimacyjny z wyposażeniem**, który łączy nowoczesny design z funkcjonalnością i niezawodnością. Idealny dla zespołów medycznych, które cenią sobie jakość i efektywność.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zamówić swój wózek reanimacyjny już dziś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)