

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-blat-ze-stali-kwasoodpornej-p-3250.html>



Wózek reanimacyjny - blat ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	11 134,00 zł
Cena netto	10 309,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-40
Kod producenta	REN-40R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W

Opis produktu

Wózek Reanimacyjny – Niezastąpione Wyposażenie Medyczne

Wózek reanimacyjny to kluczowy element wyposażenia medycznego, który odgrywa istotną rolę w sytuacjach nagłych. Nasz model wyróżnia się **blatem ze stali kwasoodpornej**, co zapewnia trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Został zaprojektowany z myślą o wydajności i funkcjonalności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla szpitali oraz jednostek ratunkowych.

Szczegółowe Wymiary i Wyposażenie

Wózek reanimacyjny ma kompaktowe wymiary 650x550x1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co umożliwia jego łatwe manewrowanie w każdej przestrzeni. Szafka z czterema szufladami (3x156 mm, 1x234 mm) zapewnia odpowiednią organizację narzędzi i materiałów medycznych. Dodatkowo, jego **wysuwany blat boczny** ze stali kwasoodpornej pozwala na zwiększenie powierzchni roboczej w trakcie reanimacji.

Innowacyjne Rozwiązania

W wyposażeniu wózka reanimacyjnego znajdują się:

- **4 odcinki szyny instrumentalnej** z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- **Pojemnik na zużyte igły**
- **Pojemnik na narzędzia** (325x175x40 mm),
- **Wieszak na kroplówki**,
- **Kosz na odpady** z tworzywa sztucznego, który posiada pokrywę,
- **Półka pod defibrylator** o wymiarach 345x295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu,
- **Deska do przeprowadzenia RKO**, wykonana z odpornego tworzywa sztucznego,
- **Uchwyt do butli z tlenem**.

Wysoka Jakość Wykonania

Nasze wózki reanimacyjne są wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje ich długowieczność i odporność na działanie czynników zewnętrznych. **Prowadnice szuflad** z samodociąganiem oraz materiał wygłuszający w korpusie szafki minimalizują wibracje i niechłonną wilgoci, co podnosi komfort pracy personelu medycznego. Dodatkowo, wózek jest wyposażony w koła z blokadą, co zwiększa jego stabilność podczas użycia.

Podsumowanie

Wózek reanimacyjny to niezbędne wyposażenie medyczne, które zapewnia kompleksowe wsparcie podczas akcji ratunkowych. Dzięki swojej funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania i przemyślanej organizacji przestrzeni, stanowi niezawodne narzędzie dla wszystkich profesjonalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Zainwestuj w wózek reanimacyjny, który przekształci Twoje podejście do opieki nad pacjentami w sytuacjach kryzysowych!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)