

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-do-szpitala-or-1absb-p-2691.html>

Wózek reanimacyjny do szpitala OR-1ABSb



Cena brutto	8 700,00 zł
Cena netto	8 055,56 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-OR-1ABSb
Kod producenta	UPP1.KO.PI.40.KO-2xUS U1.L40

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem przeznaczony jest **do stosowania w szpitalach w oddziałach intensywnej terapii**. Jego konstrukcja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. **Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny z **2 kanałami montażowymi po obydwu stronach** umożliwiające regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. **Błat** został wykonany z **tworzywa ABS, z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm. Półka stalowa lakierowana proszkowo, z pogłębieniem. **Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało**, front lakierowany na kolor wg palety RAL. Prowadnice szuflad zostały wyposażone w system samodociągu. **Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS** pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), **w tym dwa z blokadą**. Uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali **kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie:

- 1xszuflada głęboka 600x500x313mm
- 1xblat roboczy stalowy lakierowany proszkowo (opcja: z tworzywa ABS) wysuwany z przodu wózka
- 1xpółka 600x500mm
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 2xodcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami
- 1xwieszak kroplówki
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40 mm
- 1xpodwójny pojemnik na cewniki
- 1xuchwyt butli z tlenem
- 1xdeska do RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego
- 2xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało
- blat z tworzywa ABS z pogłębieniem
- blat otoczony 3 bandami
- półka stalowa lakierowana proszkowo
- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało

-
- fronty szafki malowane wg palety RAL
 - prowadnice szuflad z wbudowanym systemem samodociągu
 - podstawa stalowa z tworzywa ABS
 - koła w tym 2 z blokadą
 - uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej

Dane techniczne:

- Wymiar wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 700x560x1000 mm (wysokość od podłoża do blatu)
- Wymiary szuflady głębokiej: 600x500x313 mm
- Wymiary blatu/półki: 600x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu/półki: 550x450 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary