

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-do-szpitali-p-2685.html>

Wózek reanimacyjny do szpitali



Cena brutto	6 300,00 zł
Cena netto	5 833,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-03/KO z wnęką
Kod producenta	ANS-3W00-B(KO)S(KO)P(KO)

Opis produktu

Wózek medyczny, reanimacyjny ma szerokie zastosowanie w **szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach**. Służy do przechowywania różnego **typu środków medycznych i medykamentów**. Posiada **mocną i stabilną konstrukcję**. Szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0h18N9. Szafka posiada **3 szuflady, jedną wnękę na np. walizkę reanimacyjną**. Błat również wykonany ze stali kwasoodpornej z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm. **Podstawa ze stali kwasoodpornej z odbojami**, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), w tym dwa z blokadą. **Produkt sprzedawany z 8% VAT.**

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie:

- szafka z 3 szufladami, wysokość frontów szuflad: 3x155 mm + otwarta przestrzeń użytkowa 215h mm
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- zastosowanie w **szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach**
- blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- prowadnice szuflad z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (dwa z blokadą)
- w całości ze stali kwasoodpornej
- **produkowany w Polsce**
- **sprzedawany z 8% VAT**

Dane techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)