

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-p-3238.html>

Wózek reanimacyjny

Cena brutto	8 380,00 zł
Cena netto	7 759,26 zł
Cena poprzednia	8 799,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-2W0
Kod producenta	REN-2W0R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek reanimacyjny – profesjonalne rozwiązanie dla ratownictwa medycznego

Wózek reanimacyjny to niezbędny element wyposażenia placówek medycznych, umożliwiający sprawną organizację i przeprowadzenie procedur ratunkowych. Jego funkcjonalność i ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że jest idealnym narzędziem w krytycznych momentach, kiedy każda sekunda ma znaczenie.

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – najwyższa jakość i praktyczność

Ten **wózek reanimacyjny z wyposażeniem** zapewnia nie tylko doskonałe wsparcie w trakcie reanimacji, ale także umożliwia szybki i łatwy dostęp do najważniejszych narzędzi. Wyposażony w szafkę z dwiema szufladami (fronty o wysokości 2x156 mm) oraz otwartą przestrzeń na walizkę reanimacyjną o wysokości 365 mm, zapewnia maksymalną funkcjonalność. Wózek posiada również boczny blat wysuwany, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, który dodatkowo zwiększa przestrzeń roboczą.

Przemysłowe wyposażenie wózka reanimacyjnego

Wózek reanimacyjny został wyposażony w szereg praktycznych akcesoriów, które czynią go kompletnym rozwiązaniem:

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami, zintegrowane z korpusem,
- Pojemnik na narzędzia o wymiarach 325x175x40 mm,
- Pojemnik na zużyte igły,
- Wieszak na kroplówki,
- Kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, umieszczony w obudowie drucianej,
- Półka pod defibrylator o wymiarach 345x295 mm z regulacją wysokości i obrotu,
- Uchwyt na butlę z tlenem,
- Deska do przeprowadzenia RKO, wyprofilowana z trwałego tworzywa sztucznego.

Solidna konstrukcja i doskonałe materiały

Wózek reanimacyjny został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i komforcie użytkownika. Blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym posiada pogłębienie oraz bandy o wysokości 40 mm, co zapewnia bezpieczeństwo narzędzi w trakcie transportu. Szafka stalowa, lakierowana proszkowo na biało, jest wyposażona w prowadnice szuflad z samodociągami oraz materiał wygłuszający, który minimalizuje hałas i wibracje. Podstawa wózka wykonana ze stali, posiada osłony z tworzywa ABS, pełniące funkcję odbojów, oraz kółka o średnicy 125 mm, z czego dwa są wyposażone w blokadę.

Wymiary i możliwości personalizacji

-
- Wymiary wózka (bez wyposażenia opcjonalnego): 670x570x1000 mm,
 - Wymiary szafki: 600x500x805 mm,
 - Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm,
 - Wymiary wnętrza użytkowej: 510x475x365 mm.

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania elementów wózka w kolorze szarym.

Dlaczego warto wybrać nasz wózek reanimacyjny?

Nasz **wózek reanimacyjny** to produkt, który łączy nowoczesną technologię z najwyższymi standardami wykonania. Jest idealnym rozwiązaniem do szpitali, klinik oraz zespołów ratunkowych, gdzie niezawodność i funkcjonalność odgrywają kluczową rolę.

Jeśli szukasz wózka, który pomoże Ci w szybkiej i efektywnej reanimacji, wybierz nasz **wózek reanimacyjny z wyposażeniem**. Jego solidna konstrukcja i liczne funkcjonalności sprawiają, że jest to najlepszy wybór na rynku!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)