

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-lakierowany-p-3240.html>



Wózek reanimacyjny lakierowany

Cena brutto	9 436,00 zł
Cena netto	8 737,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-3W0
Kod producenta	REN-3W0R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek Reanimacyjny Lakierowany z Wyposażeniem – Profesjonalny Sprzęt Medyczny dla Służby Zdrowia

Wózek reanimacyjny lakierowany to niezastąpione wyposażenie medyczne w każdej placówce medycznej, zarówno w szpitalach, jak i klinikach. Jego solidna konstrukcja i funkcjonalność gwarantują szybki dostęp do najważniejszych narzędzi i sprzętu podczas nagłych sytuacji, takich jak reanimacja pacjentów.

Kluczowe Cechy Produktu:

- **Szafka z 3 szufladami** – każda szuflada o wysokości frontu 156 mm, zapewniająca dużo miejsca na sprzęt medyczny. Dodatkowo dostępna jest otwarta przestrzeń użytkowa o wysokości 210 mm, idealna do szybkiego przechowywania niezbędnych akcesoriów.
- **Błat boczny wysuwany** – stalowy, lakierowany proszkowo, idealny do dodatkowej pracy w trakcie reanimacji.
- **Wyposażenie wózka:**
 - 4 odcinki szyny instrumentalnej, z narożnikami zabezpieczonymi, zintegrowanymi z korpusem,
 - Koszyk na akcesoria stalowy, lakierowany proszkowo (295x95x85 mm),
 - Pojemnik na zużyte igły,
 - Kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą w obudowie drucianej,
 - Półka pod defibrylator (345x295 mm) z płynną regulacją wysokości i obrotu,
 - Uchwyt do butli z tlenem,
 - Deska do przeprowadzenia RKO z odpornego tworzywa sztucznego,
 - Wieszak kroplówki.

Wykonanie:

- **Błat z tworzywa ABS** w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z trzech stron bandami o wysokości 40 mm, zapewniającymi bezpieczne przechowywanie sprzętu.
- **Szafka stalowa lakierowana proszkowo** na biało, z możliwością wyboru koloru frontu według palety RAL. Szuflady wyposażone są w prowadnice z samodociągami, a korpus szafki zawiera materiał wygłuszający, który minimalizuje wibracje i nie pochłania wilgoci.
- **Podstawa stalowa z osłoną z ABS** pełniąca funkcję odbojów, z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, gwarantującymi mobilność i stabilność wózka.
- **Uchwyt do pojemnika na zużyte igły** wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej gatunku 0H18N9.

Wymiary:

-
- Wymiary wózka (bez wyposażenia opcjonalnego): **670x570x1000 mm.**
 - Wymiary szafki: **600x500x805 mm.**
 - Wymiary szuflad: **525x440x140 mm.**
 - Wymiary wnętrza użytkowej: **510x475x210 mm.**

Idealne rozwiązanie dla placówek medycznych

Nasz wózek reanimacyjny lakierowany to gwarancja bezpieczeństwa i funkcjonalności w nagłych sytuacjach, takich jak reanimacja czy podanie tlenu. Dzięki solidnym komponentom, jak stalowa konstrukcja, wyposażenie w wysokiej jakości szyny instrumentalne i przestrzeń na akcesoria medyczne, jest to idealny wybór do oddziałów ratunkowych i szpitalnych.

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem to kluczowy element w wyposażeniu medycznym, gwarantujący szybki dostęp do niezbędnego sprzętu w najbardziej krytycznych momentach. Postaw na jakość, funkcjonalność i trwałość – wybierz nasz **wózek reanimacyjny** już dziś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)