

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-mx31-34-37-emg-p-2206.html>



Wózek reanimacyjny - MX31-34-37-EMG

Cena brutto	7 500,00 zł
Cena netto	6 944,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-FCH-MX31-34-37-EMG

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z kompletem akcesoriów został zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymogów oddziałów intensywnej terapii. Dzięki zastosowaniu centralnego zamka, wózek jest bezpieczny i łatwy w obsłudze, co ułatwia personelowi medycznemu przeprowadzanie procedur ratujących życie. Dodatkowo, wózek został wyposażony w wysuwany blat roboczy, który zapewnia więcej miejsca do pracy w czasie prowadzenia terapii.

Akcesoria w komplecie są niezbędne do wykonywania różnego rodzaju zabiegów medycznych. Regulowany wieszak na płyny infuzyjne umożliwia przeprowadzanie płynoterapii. Obrotowa podstawa pod defibrylator pozwala na łatwe ustawienie urządzenia i przeprowadzenie defibrylacji w sytuacji zagrożenia życia pacjenta. Płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO jest kluczowa w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, umożliwiając personelowi medycznemu szybką interwencję.

Uchwyty na butlę z tlenem i zużyte materiały są ważnym elementem wózka reanimacyjnego, umożliwiając personelowi medycznemu dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów w czasie prowadzenia terapii. Wózek wyposażony jest również w koła przeciwpyłowe, co ułatwia przemieszczanie wózka na różnego rodzaju powierzchniach.

Wózek reanimacyjny z kompletem akcesoriów to niezbędny element wyposażenia oddziałów intensywnej terapii, umożliwiający personelowi medycznemu szybką i skuteczną interwencję w przypadku zagrożenia życia pacjenta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości materiałów, wózek jest nie tylko funkcjonalny, ale również bezpieczny i trwały.

Wózek reanimacyjny MX EMG, cechy produktu:

- produkt najwyższej jakości,
- spełnia wymogi oddziałów intensywnej terapii,
- standardowo dostępny z akcesoriami,
- posiada wysuwany blat roboczy,
- wyposażony w koła przeciwpyłowe wykonane z **gumy termoplastycznej**
- wyposażony w centralny zamek,
- 5 wysuwanych szuflad z funkcją samoczynnego domykania,
- wyposażony w centralny zamek,
- dostępny w trzech wersjach,
- sprzedawany ze stawką 8% VAT,
- maksymalne obciążenie całkowite wózka 110 KG,
- maksymalne obciążenie szuflady 25 KG

Szuflady:

- samoczynne domykanie
- wymiary:

- 569mm x 398 mm x 76 mm
- 569mm x 398 mm x 155 mm
- 569 mm x 398 mm x 234 mm

Specyfikacja techniczna:

	MX 31EMG	MX 34EMG
Szerokość	690 mm	690 mm
Głębokość	518 mm	518 mm
Wysokość	927 mm	1006 mm
Wysokość bez kół	793 mm	872 mm



WYPOSAŻENIE



regulowany wieszak na
płyny infuzyjne

pojemnik na ostre elementy



Płyta umożliwiająca
przeprowadzenie RKO



Obrotowa podstawa pod
defibrylator

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model wózka: MX34EMG