

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-mx34emg-p-3015.html>



## Wózek reanimacyjny MX34EMG

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 350,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>6 805,56 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność 1 - 7 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-7 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>SM-FCH-MX34EMG</b>       |

### Opis produktu

Wózek reanimacyjny, został zaprojektowany tak, by spełniał wymogi oddziałów **intensywnej terapii**. Wykonany on jest, ze **stali lakierowanej metodą proszkową**. Dodatkowo został on wyposażony w **centralny zamek**, dzięki któremu użytkownik może zabezpieczyć znajdujące się wewnątrz szuflady przedmiotami przed osobami niepowołanymi. Zastosowanie wysuwanego blatu bocznego (tworzywo ABS) sprawia, że obszar roboczy tego wózka jest większy, niż w przypadku innych modeli. Aby łatwiej manewrować wózkiem, w zależności od potrzeb, producent zastosował koła jezdne, przeciwpływowe, wykonane z gumy termoplastycznej. Trzy z czterech kół mają funkcję blokady.

Wózek reanimacyjny wpisany jest na listę wyrobów medycznych i sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.

#### Wózek reanimacyjny MX34EMG, cechy:

- wykonany ze stali i aluminium (zwiększona trwałość i żywotność produktu),
- wyposażony w aluminiowy zderzak odporny na uderzenia,
- wszystkie szuflady zabezpieczane są za pomocą centralnego zamka, umieszczonego z prawej strony wózka,
- zabezpieczenie szuflad odbywa się za pomocą klucza,
- prowadnice szuflad wyposażone w łożyska kulkowe,
- szuflady z samodomykiem,
- możliwość instalowania akcesoriów na dogodnej dla użytkownika wysokości,
- zwiększony obszar roboczy dzięki zastosowaniu wysuwanego blatu bocznego,
- breakaway - zamek lub listwa blokująca dla jednej lub wszystkich szuflad.

#### Wózek reanimacyjny MX34EMG standardowe wyposażenie:

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne,
- obrotową podstawę pod defibrylator,
- płytę umożliwiającą przeprowadzenie RKO,
- uchwyt na butlę z tlenem
- uchwyt na zużyte materiały - m.in. igły, strzykawki, próbówki

#### Wózek reanimacyjny MX EMG, wymiary szuflad:

- 569mm x 398 mm x 76 mm
- 569mm x 398 mm x 155 mm
- 569 mm x 398 mm x 234 mm

---

#### Wózek reanimacyjny MX EMG, dane techniczne:

- Szerokość: 690 mm
- Głębokość: 518 mm
- Wysokość: 1006 mm
- Wysokość bez kół: 872 mm
- **Maksymalne obciążenie całkowite wózka 110 KG**
- **Maksymalne obciążenie szuflady 25 KG**



regulowany wieszak na  
płyny infuzyjne

pojemnik na ostre elementy



Płyta umożliwiająca  
przeprowadzenie RKO



Obrotowa podstawa pod  
defibrylator



Uchwyt na  
butlę z tlenem

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.