

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-na-intensywna-terapię-p-2985.html>

Wózek reanimacyjny na intensywną terapię

Cena brutto	9 919,00 zł
Cena netto	9 184,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-01/ABS z wyp
Kod producenta	REN-1D0R-B(ABS3)S(ST) F(ST)P(ABS3)-0000-

Opis produktu

Wózek reanimacyjny na intensywną terapię.

Wózek z wyposażeniem na oddziały ratunkowe, stosuje się go przede wszystkim w **szpitalach, głównie na oddziałach ratunkowych oraz intensywnej terapii**. Wózek posiada **blat tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm. Szafka stalowa lakierowana proszkowo, a jej fronty lakierowane na kolor wg palety RAL. Szuflady zostały wyposażone w system samodociągu, korpus wyposażony w materiał **wygluszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje**. Stalowa podstawa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), **w tym dwa z blokadą**.

Wózek reanimacyjny posiada uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie:

- szafka z szufladą (wysokość frontu: 155mm) i drzwiczkami
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 1xdeska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.
- 1xwieszak kroplówki
- 4xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm
- 1xkosz na odpady z tw. szt. z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej
- 1xuchwyt do butli z tlenem
- 1xpoj. na zużyte igły
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy wózka reanimacyjnego:

- do szpitali
- na oddziały ratunkowe, intensywną terapię
- pogłębiony blat z tw. ABS (biały lub szary)
- szafka stalowa lakierowana proszkowo
- fronty szafki lakierowane wg palety RAL

-
- szuflady z systemem samodociągu
 - stalowa podstawa z osłoną z tworzywa ABS (biała lub szara)
 - 4 koła (w tym dwa z blokadą)
 - sprzedawany z 8% VAT

Dane techniczne:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)