

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-na-oddzialy-ratunkowe-p-2986.html>



Wózek reanimacyjny na oddziały ratunkowe

Cena brutto	8 300,00 zł
Cena netto	7 685,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-2W0
Kod producenta	REN-2W0R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek reanimacyjny na oddziały ratunkowe.

Wózek z wyposażeniem na oddziały ratunkowe, stosuje się go przede wszystkim w **szpitalach, głównie na oddziałach ratunkowych oraz intensywnej terapii**. Wózek posiada **stalowy blat z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50mm. Szafka również stalowa lakierowana proszkowo, a jej fronty lakierowane na kolor wg palety RAL. Szuflady zostały wyposażone w system samodociągu, korpus wyposażony w materiał **wygluszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje**. Stalowa podstawa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), **w tym dwa z blokadą**.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie:

- szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x155mm)
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo
- 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 1xwieszak kroplówki
- 1xkosz kolanowy
- 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 290x96x90mm
- 1xdeska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- na oddziały ratunkowe
- na oddziały intensywnej terapii
- stalowy blat
- szafka lakierowana proszkowo, a jej fronty lakierowane wg palety RAL
- szuflady z systemem samodociągu
- stalowa podstawa z odbojami
- 4 koła w tym dwa z blokadą
- sprzedawany z 8% VAT

Dane techniczne:

-
- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
 - wymiary szafki: 600x500x805 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm
 - [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)