

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-optimum-or-2abs-p-2692.html>

Wózek reanimacyjny OPTIMUM-OR-2ABS

Cena brutto	7 950,00 zł
Cena netto	7 361,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-OR-2ABS
Kod producenta	UWR2.KO.PI.ABS3.1-USU 1.L40

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem przeznaczony jest **do stosowania w szpitalach w oddziałach intensywnej terapii**. Jego konstrukcja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. **Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny z **2 kanałami montażowymi po obydwu stronach** umożliwiające regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. **Błat** został wykonany z **tworzywa ABS, z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm. **Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało**, front lakierowany na kolor wg palety RAL. Prowadnice szuflad zostały wyposażone w system samodociągu. **Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS** pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), **w tym dwa z blokadą**. Uchwyty: do pojemnika na narzędzia, na zużyte igły, do worka na odpady ze stali **kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

Wyposażenie:

- szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x156mm)
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 2xodcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami
- 1xwieszak kroplówki
- 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40 mm
- 1xpojemnik na zużyte igły
- 1xpojemnik na cewniki
- 1xuchwyt butli z tlenem
- 1xdeska do RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało
- blat z tworzywa ABS z pogłębieniem
- blat otoczony 3 bandami
- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało
- fronty szafki malowane wg palety RAL
- prowadnice szuflad z wbudowanym systemem samodociągu
- podstawa stalowa z tworzywa ABS
- koła w tym 2 z blokadą

-
- uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej

Dane techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 700x560x1000 mm (wysokość od podłoża do blatu)
- Wymiary szafki: 600x500x390 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145 mm
- Wymiary blatu: 600x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary