

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-ren-01st-z-wyposazeniem-p-2686.html>



Wózek reanimacyjny REN-01/ST z wyposażeniem

Cena brutto	10 000,00 zł
Cena netto	9 259,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-01/ST z wyp
Kod producenta	REN-1D01-B(ST)S(ST)P(S T)-0000-W

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem **przeznaczony jest do stosowania w szpitalach w oddziałach intensywnej terapii**. Jego konstrukcja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. Błat stalowy z pogłębieniem, **otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm**. Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), **w tym dwa z blokadą**. Szafka została wykonana ze stali, **lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL**. Prowadnice szuflady, mają system samodociągu.

**TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z
NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.**

Wyposażenie:

- szafka z szufladą (wysokość frontu: 155mm) i drzwiczkami
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 4xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 1xdeska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego
- 1xwieszak kroplówki
- 1xkosz kolanowy
- 1xuchwyt do butli z tlenem
- 1xpoj. na zużyte igły
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm
- 1xuchwyt do prowadzenia
- **produkowany w Polsce**
- **sprzedawany z 8% VAT**

Dane techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-pertowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)