

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-ren-02abs-z-wyposazeniem-p-1890.html>

Wózek reanimacyjny REN-02/ABS z wyposażeniem

Cena brutto	9 136,00 zł
Cena netto	8 459,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-02/ABS-WYP
Kod producenta	REN-2W01-B(ABS_)S(ST) P(ABS_)-0000-W

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem przeznaczony jest do stosowania w szpitalach w oddziałach intensywnej terapii. Jego konstrukcja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. **Stelaż wózka oraz podstawa zostały wykonane ze stali.** W celu zabezpieczenia konstrukcji **stelaż wózka lakierowany jest proszkowo a podstawa została wyposażona w osłonę z tworzywa ABS.** Błat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem i otoczony z trzech stron bandami. W celu zapewnienia pełnej mobilności wózek został wyposażony w cztery kółka z czego dwa posiadają blokadę. W skład wyposażenia wózka wchodzi: dwie szuflady, blat boczny wysuwany, trzy odcinki szyny instrumentalnej, wieszak kroplówki, kosz na odpady, mały koszyk na akcesoria, deska do przeprowadzenia RKO - Resuscytacji Krążeniowo-Odechowej, uchwyt do butli z tlenem, półkę pod defibrylator oraz uchwyt do prowadzenia.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie wózka:

- szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x155mm)
- 1xblat boczny wysuwany
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 1xwieszak kroplówki
- 1xkosz na odpady z tw. szt. z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej
- 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm
- 1xdeska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.
- 1xuchwyt do butli z tlenem
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- funkcjonalny i bezpieczny
- wytrzymały i stabilny
- wysoka jakość wykonania
- ergonomiczny
- bogate wyposażenie
- układ jezdny wyposażony w blokadę

Dane techniczne szafki:

- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)