

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-ren-02abs-z-wyposazeniem-p-1895.html>



Wózek reanimacyjny REN-02/ABS z wyposażeniem

Cena brutto	8 870,00 zł
Cena netto	8 212,96 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-2W0
Kod producenta	REN-2W0R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem przeznaczony jest do stosowania w szpitalach w oddziałach intensywnej terapii. Jego konstrukcja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. Stelaż wózka oraz podstawa zostały wykonane ze stali. W celu zabezpieczenia konstrukcji stelaż wózka lakierowany jest proszkowo a podstawa została wyposażona w osłonę z tworzywa ABS. Błat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem i otoczony z trzech stron bandami. W celu zapewnienia pełnej mobilności wózek został wyposażony w cztery kółka z czego dwa posiadają blokadę. W skład wyposażenia wózka wchodzi: dwie szuflady, blat boczny wysuwany, trzy odcinki szyny instrumentalnej, wieszak kroplówki, kosz na odpady, deska do przeprowadzenia RKO - Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, uchwyt do butli z tlenem, pojemnik na zużyte igły, półkę pod defibrylator oraz uchwyt do prowadzenia.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Cechy produktu:

- funkcjonalny i bezpieczny
- wytrzymały i stabilny
- wysoka jakość wykonania
- ergonomiczny
- bogate wyposażenie
- układ jezdny wyposażony w blokadę

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)